

# 3B instruments

lékařské nástroje






---

## Mini kontejnerový systém



Masarykova 1493  
Nové Město na Moravě  
592 31

Tel./Fax.: 566/618 317  
566/618 135  
e-mail: 3b@3b-instruments.cz

| Typ a velikost kontejneru   | Kontejner s děrovaným víkem  | Kontejner s děrovaným víkem i dnem   | Spodní díl kontejneru neděrovaný   | Spodní díl kontejneru děrovaný   |
|---|--|--|--|--|
| 285 x 280 x 55 mm<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>R 310.05</li> <li>R 320.05</li> <li>R 330.05</li> <li>R 340.05</li> <li>R 350.05</li> <li>R 360.05</li> </ul> |  | R 305.05<br>  |  |
| 285 x 280 x 85 mm<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>R 310.08</li> <li>R 320.08</li> <li>R 330.08</li> <li>R 340.08</li> <li>R 350.08</li> <li>R 360.08</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>R 311.08</li> <li>R 321.08</li> <li>R 331.08</li> <li>R 341.08</li> <li>R 351.08</li> <li>R 361.08</li> </ul> | R 305.08<br> | R 306.08<br> |

Víko kontejneru – 285 x 280 mm



- R 304.01
- R 304.02
- R 304.03
- R 304.04
- R 304.05
- R 304.06

Nerezové síto



255 x 245 x 30 mm R 390.03  
255 x 245 x 50 mm R 390.05

Nerezová podložka




258 x 258 x 30 mm R 393.00

Silikonová podložka



250 x 245 mm R 851.00

Napínací rám



255 x 255 mm R 395.00

## Kontejnery s děrovaným víkem

300 x 140 x 40 mm



- R 410.04
- R 420.04
- R 430.04
- R 440.04
- R 450.04
- R 460.04

300 x 140 x 70 mm



- R 410.07
- R 420.07
- R 430.07
- R 440.07
- R 450.07
- R 460.07

300 x 140 x 100 mm



- R 410.10
- R 420.10
- R 430.10
- R 440.10
- R 450.10
- R 460.10

## Kontejnery s děrovaným víkem i dnem

300 x 140 x 40 mm



- R 411.04
- R 421.04
- R 431.04
- R 441.04
- R 451.04
- R 461.04

300 x 140 x 70 mm



- R 411.07
- R 421.07
- R 431.07
- R 441.07
- R 451.07
- R 461.07

300 x 140 x 100 mm



- R 411.10
- R 421.10
- R 431.10
- R 441.10
- R 451.10
- R 461.10

## Děrované víko

300 x 140 mm



- R 400.01
- R 400.02
- R 400.03
- R 400.04
- R 400.05
- R 400.06

## Neděrované dno



- 300 x 140 x 40 mm R 405.04
- 300 x 140 x 70 mm R 405.07
- 300 x 140 x 100 mm R 405.10

## Děrované dno



- 300 x 140 x 40 mm R 406.04
- 300 x 140 x 70 mm R 406.07
- 300 x 140 x 100 mm R 406.10


## Silikonová podložka

275 x 125 mm R 850.00



## Napínací rám

270 x 125 mm R 495.00



## Kontejner s děrovaným víkem



310 x 190 x 40 mm **R 510.04**



310 x 190 x 65 mm **R 510.06**



310 x 190 x 130 mm **R 510.13**

### Děrované víko kontejneru 310 x 190 mm **R 500.01**



### Neděrované dno kontejneru



310 x 190 x 40 mm **R 506.04**  
 310 x 190 x 65 mm **R 506.06**  
 310 x 190 x 130 mm **R 506.13**

### Silikonová podložka



260 x 180 mm **R 850.10**

### Napínací rám




277 x 175 mm **R 595.00**

### Plastová plomba



**R 819.00** baleno po 100 ks

## Kontejnery s děrovaným víkem i dnem ( bez filtru )



300 x 138 x 65 mm



500 x 155 x 75 mm




### Barevné štítky na označení kontejneru – bez popisu



### Papírové indikační štítky



**R 810.00**  
 balení po 100 ks  
 pro kontejner  
 285 x 280 mm



**R 812.00**  
 balení po 100 ks  
 pro kontejner  
 310 x 190 mm  
 300 x 140 mm

### Filtr papírový jednorázový




**R 802.00**  
235 x 170 mm  
balení po 100 ks  
pro kontejner 310 x 190 mm

### Textilní filtr



**R 802.01**  
235 x 170 mm  
balení po 1 ks  
pro kontejner 310 x 190 mm

### PTFE filtr



**R 800.10**  
235 x 170 mm  
balení po 1 ks  
pro kontejner 310 x 190 mm

### Filtr papírový jednorázový



**R 804.00**  
235 x 118 mm  
balení po 100 ks  
pro kontejner 300 x 140 mm

### Textilní filtr




**R 804.01**  
235 x 118 mm  
balení po 1 ks  
pro kontejner 300 x 140 mm

### PTFE filtr




**R 800.20**  
205 x 95 mm  
balení po 1 ks  
pro kontejner 300 x 140 mm

### Filtr papírový jednorázový




**R 800.00**  
ø 190 mm  
balení po 100 ks  
pro kontejner s kruhovým filtrem

### Textilní filtr



**R 800.01**  
ø 190 mm  
balení po 1 ks  
pro kontejner s kruhovým filtrem

### PTFE filtr



**FPTFE190**  
ø 190 mm  
balení po 1 ks  
pro kontejner s kruhovým filtrem

## UPOZORNĚNÍ

Tyto kontejnery jsou určeny pro parní sterilizaci a nejsou vhodné pro sterilizaci horkým vzduchem.

Nebalte kontejnery při sterilizaci do dalších obalů.

V důsledku změn tlaků uvnitř a vně kontejneru by došlo k jeho nevratné deformaci.

## OBSAH

| Obj. číslo   | str. | Obj. číslo | str. | Obj. číslo | str. | Obj. číslo | str. |
|--------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| CBM FPTFE190 | 4    | R 431.04   | 2    | R 850.10   | 3    |            |      |
| R 304.01     | 1    | R 431.07   | 2    | R 851.00   | 1    |            |      |
| R 304.02     | 1    | R 431.10   | 2    |            |      |            |      |
| R 304.03     | 1    | R 440.04   | 2    |            |      |            |      |
| R 304.04     | 1    | R 440.07   | 2    |            |      |            |      |
| R 304.05     | 1    | R 440.10   | 2    |            |      |            |      |
| R 304.06     | 1    | R 441.04   | 2    |            |      |            |      |
| R 305.05     | 1    | R 441.07   | 2    |            |      |            |      |
| R 305.08     | 1    | R 441.10   | 2    |            |      |            |      |
| R 306.08     | 1    | R 450.04   | 2    |            |      |            |      |
| R 310.05     | 1    | R 450.07   | 2    |            |      |            |      |
| R 310.08     | 1    | R 450.10   | 2    |            |      |            |      |
| R 311.08     | 1    | R 451.04   | 2    |            |      |            |      |
| R 320.05     | 1    | R 451.07   | 2    |            |      |            |      |
| R 320.08     | 1    | R 451.10   | 2    |            |      |            |      |
| R 321.08     | 1    | R 460.04   | 2    |            |      |            |      |
| R 330.05     | 1    | R 460.07   | 2    |            |      |            |      |
| R 330.08     | 1    | R 460.10   | 2    |            |      |            |      |
| R 331.08     | 1    | R 461.04   | 2    |            |      |            |      |
| R 340.05     | 1    | R 461.07   | 2    |            |      |            |      |
| R 340.08     | 1    | R 461.10   | 2    |            |      |            |      |
| R 341.08     | 1    | R 495.00   | 2    |            |      |            |      |
| R 350.05     | 1    | R 500.01   | 3    |            |      |            |      |
| R 350.08     | 1    | R 506.04   | 3    |            |      |            |      |
| R 351.08     | 1    | R 506.06   | 3    |            |      |            |      |
| R 360.05     | 1    | R 506.13   | 3    |            |      |            |      |
| R 360.08     | 1    | R 510.04   | 3    |            |      |            |      |
| R 361.08     | 1    | R 510.06   | 3    |            |      |            |      |
| R 390.03     | 1    | R 510.13   | 3    |            |      |            |      |
| R 390.05     | 1    | R 610.06   | 3    |            |      |            |      |
| R 393.00     | 1    | R 612.07   | 3    |            |      |            |      |
| R 395.00     | 1    | R 620.06   | 3    |            |      |            |      |
| R 400.01     | 2    | R 622.07   | 3    |            |      |            |      |
| R 400.02     | 2    | R 630.06   | 3    |            |      |            |      |
| R 400.03     | 2    | R 632.07   | 3    |            |      |            |      |
| R 400.04     | 2    | R 640.06   | 3    |            |      |            |      |
| R 400.05     | 2    | R 642.07   | 3    |            |      |            |      |
| R 400.06     | 2    | R 650.06   | 3    |            |      |            |      |
| R 405.04     | 2    | R 652.07   | 3    |            |      |            |      |
| R 405.07     | 2    | R 660.06   | 3    |            |      |            |      |
| R 405.10     | 2    | R 662.07   | 3    |            |      |            |      |
| R 406.04     | 2    | R 800.00   | 4    |            |      |            |      |
| R 406.07     | 2    | R 800.01   | 4    |            |      |            |      |
| R 406.10     | 2    | R 800.10   | 4    |            |      |            |      |
| R 410.04     | 2    | R 800.20   | 4    |            |      |            |      |
| R 410.07     | 2    | R 802.00   | 4    |            |      |            |      |
| R 410.10     | 2    | R 802.01   | 4    |            |      |            |      |
| R 411.04     | 2    | R 804.00   | 4    |            |      |            |      |
| R 411.07     | 2    | R 804.01   | 4    |            |      |            |      |
| R 411.10     | 2    | R 810.00   | 3    |            |      |            |      |
| R 420.04     | 2    | R 812.00   | 3    |            |      |            |      |
| R 420.07     | 2    | R 819.00   | 3    |            |      |            |      |
| R 420.10     | 2    | R 820.01   | 3    |            |      |            |      |
| R 421.04     | 2    | R 820.02   | 3    |            |      |            |      |
| R 421.07     | 2    | R 820.03   | 3    |            |      |            |      |
| R 421.10     | 2    | R 820.04   | 3    |            |      |            |      |
| R 430.04     | 2    | R 820.05   | 3    |            |      |            |      |
| R 430.07     | 2    | R 820.06   | 3    |            |      |            |      |
| R 430.10     | 2    | R 850.00   | 2    |            |      |            |      |