

3B instruments

lékařské nástroje

P L A S T I C K Á **C H I R U R G I E**

Petrovická 857
592 31 Nové Město na Moravě

Tel./Fax.: 566 618 317
566 618 135
www.3b-instruments.cz


Obsah:

	<u>Strana</u>
Nůžky	1 - 25
Pinzety	26 - 32
Pinzety monopolární izolované	33 - 35
Svorky	36 - 38
Jehelce	39 - 47
Háky	48 - 56
Rašple, pilníky	57 - 60
Dláta	61 - 66
Set pro rinoplastiku	67 - 68
Kladiva	69
Zrcátka nosní	70 - 73
Škrabky, páčidla	74 - 75
Kleště na nosní přepážku	76 - 77
Kleště štípací	77
Drtiče kostních štěpů	78
Kleště štípací	79
Kleště na držení kostí	80
Pilky na kosti	80
Háky nosní	81
Držátka čepelek	82
Nože	82
Kyrety	83
Nože	83
Popisovací pero na kůži	83
Nože transplantační	84
Nástroje na rozštěp patra	85 - 86
Odsávačky	87 - 88
SHAPERS-nástroje na plastiku obličeje	89
SHAPERS – škrabky	90 - 92
SHAPERS – páčidla	93
Nástroje na plastiku obličeje	94 - 96
Elektrokoagulace	97 - 98



Obsah:

	<u>Strana</u>
Plastika prsu – optiky	100
Plastika prsu – háky	101 - 103
Háky světlovodné	104 - 105
Plastika prsu – háky	106 - 115
Zdroje světla	116 - 117
Zdroje světla – xenon	118
Kabely světlovodné	119
Zdroj světla – LED	119
Nástroje na modelaci	120 - 121
Značidla	122 - 123
Kleště na FACELIFT	124
Měřítka	125
Kanyly liposukční	131A - 131D
Kabely monopolární	134
Kabely bipolární	135
Pinzety monopolární	136
Pinzety bipolární	137
Držátka elektrod	138
Držátka elektrod s kabelem	139
Elektrody	140 - 146
Židle otočná	147
MINI kontejnery	148 - 152





SC nůžky

Super cut nůžky:

- + hladké spodní ostří
- + jemně zoubkované horní ostří
- + materiál ostří – nerezová ocel
- + černěno



TC nůžky

Tungsten Carbide
tvrdokovové nůžky:

- + obě ostří hladká
- + materiál ostří – karbid wolframu
- + zlaceno




TC-SC nůžky:

- + hladké spodní ostří
- + jemně zoubkované horní ostří
- + materiál ostří – karbid wolframu
- + černo-zlaté

Nůžky preparační



120-323-110
PAR
TC – rovné, 110 mm




121-330-110 rovné
121-331-110 zahnuté
PAR
SC - 110 mm



120-593-115
GREENBERG-PAR
TC – lehce zahnuté, 115 mm



120-141-120
SHEA
preparační, zahnuté, ostré 120 mm




120-283-130
REES
lehce zahnuté, 130 mm




120-283-140
BEUS-JOSEPH
"S" tvar, 140 mm


Nůžky preparační




113 09 28515 150 mm
113 09 28518 180 mm
113 09 28520 200 mm
113 09 28523 230 mm
METZENBAUM
TC preparační, zahnuté




113 09 97118 180 mm
113 09 97120 200 mm
113 09 97123 230 mm
METZENBAUM
SC preparační, zahnuté



113 09 28615 rovné
113 09 28715 zahnuté
METZENBAUM-FINO
TC preparační, jemné, 150 mm



120-527-145
METZENBAUM-FINO
TC "S" tvar, ostré, zahnuté 145 mm



120-514-145
METZENBAUM
TC ostré, rovné, 145 mm



113 09 96711 115 mm
113 09 97114 145 mm
METZENBAUM-BABY
SC preparační, zahnuté


Nůžky preparační



120-121-150

Nerven

preparační, špičaté, zahnuté, 150 mm



113 09 61218

TOENNIS-ADSON

TC preparační, tupé, zahnuté, 180 mm



121-319-170

TOENNIS-ADSON

SC preparační, tupé, mírně zahnuté, 180 mm



121-320-180

ENDARTERECTOMY


SC preparační, tupé, zahnuté, 180 mm



120-079-105

SEALY

špičaté, zahnuté, 105 mm



113 08 98113


GOLDMAN-FOX

TC zoubkované ostří, zahnuté, 130 mm


Nůžky preparační




120-065-130
RAGNELL
preparační, mírně zahnuté, 130 mm




121-065-130
RAGNELL
SC preparační, mírně zahnuté, 130 mm



120-065-150 150 mm
120-065-180 180 mm
120-065-200 200 mm
RAGNELL (KILNER)
preparační, zahnuté




121-332-150 150 mm
121-332-180 180 mm
121-332-200 200 mm
RAGNELL (KILNER)
SC preparační, zahnuté




122-561-140
PECK-JOSEPH
TC-SC preparační, zahnuté, 140 mm

Nůžky na facelift



120-572-190 rovné, 190 mm
120-572-230 rovné, 230 mm
120-573-190 zahnuté, 190 mm
120-573-230 zahnuté, 230 mm
GORNEY-FREEMAN
 TC




120-584-190 rovné, 190 mm
120-584-230 rovné, 230 mm
120-585-190 zahnuté, 190 mm
120-585-230 zahnuté, 230 mm
GORNEY
 TC




120-585-195
GORNEY
 TC standardní model, 190mm



121-336-185 rovné, 185 mm
121-337-185 zahnuté, 185 mm
GORNEY
 SC rovné



120-310-180
KAYE-FREEMAN
 TC rovné, 180 mm




120-311-180
KAYE-FREEMAN
 TC zahnuté, 180 mm


Nůžky na facelift




121-313-170
DAVIS
SC zahnuté, špičaté, 180 mm



120-511-190
KAYE
TC zahnuté, 180 mm



121-311-180
KAYE-FREEMAN
SC zahnuté, 180 mm



121-311-150 zahnuté, 150 mm
121-311-190 zahnuté, 190 mm
121-311-230 zahnuté, 230 mm
121-310-150 rovné, 150 mm
121-310-190 rovné, 190 mm
121-310-230 rovné, 230 mm
KAYE
SC

Nůžky na facelift



120-575-145
AUFRICHT
TC zahnuté, 145 mm



121-575-145
AUFRICHT
SC zahnuté, 145 mm



121-137-145
KAHN
SC zahnuté, 145 mm



121-139-135
FOMON-SABER
SC zahnuté, 135 mm




120-173-180
DAVIS
zahnuté, špičaté, se zoubky 180 mm




120-209-180
BOETTCHER
zahnuté, 180 mm


Nůžky na facelift



120-538-160
CASTANARES
TC rovné, 160 mm




121-312-160
CASTANARES
SC zahnuté, 160 mm




121-339-230
GORNEY-FREEMAN
SC prohnuté v ramenou, zahnuté,
tvar "S" 230 mm

Nůžky na facelift



120-574-170
TESSIER
TC rovné, 170 mm



120-591-140
GREGORY
TC lehce zahnuté, 140 mm



120-595-180
STELLA
TC "S" tvar, 180 mm



120-091-182
DR. TREPSAT FACELIFT
ploška 5 mm, nůžky 180 mm



120-092-182
DR. TREPSAT FACELIFT
ploška 14 mm, nůžky 180 mm

Nůžky



113 09 34009 rovné, 90 mm
113 09 34011 rovné, 110 mm
113 09 34108 zahnuté, 90 mm
113 09 34111 zahnuté, 110 mm
IRIS
 hrotnaté



113 09 98011 rovné, 115 mm
113 09 98111 zahnuté, 115 mm
IRIS
 SC



120-078-105 rovné, hrotnaté
120-083-105 zahnuté, hrotnaté
IRIS
 105 mm



120-080-090 rovné, 90 mm
120-081-090 zahnuté, 90 mm
120-080-115 rovné, 115 mm
120-081-115 zahnuté, 115 mm
IRIS




120-073-080
BONN
 extra jemné, zahnuté, 80 mm




120-078-100
 jemné, zahnuté, 100 mm

Nůžky




121-012-125
STEVENS
SC zahnuté, 125 mm




120-092-125 rovné
120-093-125 zahnuté
STEVENS
tupé, 125 mm



121-196-120 rovné
121-197-120 zahnuté
STEVENS
SC tupé, 125 mm



120-092-115 rovné
120-093-115 zahnuté
STEVENS
tupé, 115 mm



121-092-115 rovné
121-093-115 zahnuté
STEVENS
SC tupé, 115 mm

Nůžky



120-093-105
STEVENS
zahnuté, tupé, 105 mm



121-093-105
STEVENS
SC zahnuté, tupé, 105 mm




120-091-095
STEVENS
zahnuté, hrotnaté, 95 mm



121-091-095
STEVENS
SC zahnuté, hrotnaté, 95 mm




120-099-100
STEVENS
zahnuté, tupé, 100 mm




121-099-100
STEVENS
SC zahnuté, tupé, 100 mm

Nůžky preparační



120-133-200 mírně zahnuté
120-132-200 rovné
GRADLE
 100 mm



121-133-200 mírně zahnuté
121-132-200 rovné
GRADLE
 SC 100 mm



120-134-120 120 mm
121-134-120 SC - 120 mm
120-134-100 100 mm
GRADLE
 zahnuté, hrotnaté



121-196-110
STEVENS
 SC zahnuté, hrotnaté, 110 mm




121-197-110
STEVENS
 SC zahnuté, 110 mm




121-318-125
REYNOLDS
 SC zahnuté, 125 mm


Nůžky




120-315-150 150 mm
120-315-180 180 mm
JAMESON
 zahnuté



121-315-150 150 mm
121-315-180 180 mm
JAMESON
 SC zahnuté




120-095-115
STRABISMUS
 zahnuté, tupé, 115 mm



121-095-115
STRABISMUS
 SC tupé, zahnuté 115 mm



121-094-115
STRABISMUS
 SC tupé, rovné 115 mm




120-595-115
STRABISMUS
 TC zahnuté, tupé, 115 mm


Nůžky




122-411-135
GIUNTA
TC nůžky nosní, "S" tvar, 135 mm




120-411-090
DANIELS
nůžky nosní, vyhnuté, 90 mm



120-131-110
FOMON
nůžky nosní, zahnuté, 110 mm



121-131-110
FOMON
SC nůžky nosní, zahnuté, 110 mm



121-339-127
FOMON
SC nůžky nosní, zahnuté, 127 mm



120-047-160 zahnuté
120-046-160 rovné
KELLY
nůžky chirurgické, 160 mm

Nůžky



120-281-130

BEUSE

nůžky nosní, hrotnaté, zahnuté, 130 mm



120-281-110

BEUSE

nůžky nosní, tupé, zahnuté, 110 mm



121-280-145

FOMON

SC nůžky nosní, 145 mm



121-290-165

COTTLE

SC nůžky nosní, 165 mm



120-585-180

KNIGHT

TC nůžky nosní, 180 mm


Nůžky preparační



113 09 16514
MAYO
TC zahnuté, 145 mm




113 09 16414
MAYO
TC rovné, 145 mm




113 09 96214 rovné
113 09 96314 zahnuté
MAYO
SC 145 mm



120-135-115
KAYE
zahnuté, se zoubky 115 mm



120-571-115
KAYE
TC zahnuté, 115 mm



120-535-135
KAYE XL
TC zahnuté, 135 mm



BLACK nůžky:

ČERNÉ nůžky:

- + obě ostří hladká
- + matovaný keramický povrch
- + vysoká tvrdost
- + delší životnost
- + výborná kluznost hran ostří
- + nedochází k odleskům světla

CeraCut®




CeraCut nůžky:

ČERNÉ nůžky:


- + ostří jemně zoubkované
- + matovaný keramický povrch
- + vysoká tvrdost
- + delší životnost
- + výborná kluznost hran ostří
- + nedochází k odleskům světla
- + velká očka snižující pocit únavy
- + dodatečný nábrus zadní strany pracovní části pro precizní preparaci a lepší výhled

Nůžky BLACK




METZENBAUM BLACK


¹/₁




113 09 28115B
145 mm



113 09 28118B
180 mm



113 09 28120B
200 mm




METZENBAUM JEMNÉ BLACK

¹/₁




113 09 37111B
115 mm



113 09 28315B
145 mm




113 09 28318B
180 mm




113 09 28320B
200 mm

Nůžky CeraCut



123-197-120
STEVENS
zahnuté, tupé, 120 mm



123-197-110
STEVENS
zahnuté, hrotnaté, 110 mm

CeraCut®



123-196-110
STEVENS
rovné, tupé, 115 mm



123-070-115 rovné, 115 mm
123-071-115 zahnuté, 115 mm
IRIS

Nůžky CeraCut



CeraCut®




Nůžky CeraCut



CeraCut®






CeraCut®




Nůžky CeraCut



CeraCut®






121-011-125

WALDRAM

SC velká kruhová očka, zahnuté, 125 mm



121-012-125

STEVENS

SC velká kruhová očka, zahnuté, 125 mm




121-089-130


JABALEY

SC velká kruhová očka, zahnuté, 130 mm


Nůžky




121-182-115 hrotnaté, rovné
121-183-115 hrotnaté, zahnuté
121-184-115 tupé, rovné
121-185-115 tupé, zahnuté
STEVENS
SC čtvercové očko, 115 mm



121-190-140 hrotnaté, rovné
121-191-140 hrotnaté, zahnuté
REYNOLDS-JAMESON
SC čtvercové očko, 140 mm




121-186-115
121-187-115
STRABISMUS
SC čtvercové očko, 115 mm




121-188-145
121-189-145
METZENBAUM
SC čtvercové očko, 145 mm


Pinzety




114 11 17412 120 mm
114 11 17415 150 mm
ADSON
TC anatomická




130-538-120
MIKRO-ADSON
TC anatomická, 120 mm




130-529-120 120 mm
130-529-150 150 mm
ADSON-BROWN
TC chirurgická 7x7 zubů




114 08 93212 120 mm
114 08 93215 150 mm
ADSON
TC chirurgická 1x2 zuby



130-242-120 120 mm
130-242-150 150 mm
TITAN ADSON
Titan, anatomická




130-537-120
MIKRO-ADSON
TC chirurgická 1x2 zuby, 120 mm




130-243-120 120 mm
130-243-150 150 mm
TITAN ADSON-BROWN
Titan, chirurgická 7x7 zubů

Pinzety




130-527-120
ADSON-DEBAKEY
atraumatická, De Bakey vroubkování,
2,0 mm šířka, 120 mm




130-550-150
MIKRO-ADSON
chirurgická, 1x2 zuby, 150 mm



130-570-150
DEBAKEY
TC atraumatická, 2,0 mm šířka, 150 mm



114 12 30816
DEBAKEY
atraumatická, 2,0 mm šířka, 160 mm



130-554-200 200 mm
130-554-160 160 mm
BROWN
chirurgická 7x7 zubů



114 08 90015
GILLIES
TC chirurgická 1x2 zuby, 150 mm



130-239-150
TITAN GILLIES
Titan chirurgická 1x2 zuby, 150 mm

Pinzety



130-536-150
TICKNER
TC anatomická, 2,0 mm šířka, 150 mm



130-518-160 160 mm
130-518-145 145 mm
130-518-180 180 mm
TC anatomická




114 08 89015
SEMKEN
TC anatomická, 155 mm




130-524-180
SEMKEN
TC chirurgická 1x2 zuby, 160 mm



130-522-150
MCINDOE
TC anatomická, 150 mm




114 08 88216 160 mm
114 08 88214 140 mm
114 08 88218 180 mm
OEHLER
TC chirurgická 1x2 zuby




114 11 22417
CUSHING
TC anatomická, 170 mm

Pinzety



130-516-170
GERALD
TC anatomická, 170 mm




130-518-170
GERALD
TC chirurgická 1x2 zuby, 170 mm




114 11 31118
GERALD
chirurgická 1x2 zuby, 180 mm



114 29 0030
LUCAS
bajonetová, anatomická, 140 mm




410-395-190 anatomická
410-396-190 chirurgická 1x2 zuby
JANSEN
bajonetová, 190 mm



114 08 94318
CUSHING-TAYLOR
TC bajonetová, anatomická, 180 mm

Pinzety




130-490-100 rovná
130-491-100 mírně zahnutá
130-492-100 silně zahnutá
RZ
jemná, anatomická, 100 mm, šířka 0,7 mm,




130-503-100
jemná, chirurgická 1x2 zuby, 100 mm




130-500-100 rovná
130-501-100 zahnutá
GRAEFE
anatomická, 100 mm




130-511-110
STEVENS
anatomická, zahnutá, 110 mm



130-513-110
STEVENS
chirurgická 1x2 zuby, zahnutá, 110 mm




400-018-005 anatomická
400-118-005 chirurgická 1x2 zuby
BISHOP-HARMON
jemná, 85 mm, šířka 0,5 mm




400-137-150
CASTROVIEJO
šicí 1x2 zuby, 100 mm, šířka 1 mm,


Pinzety




400-137-012 šířka 0,12 mm
400-137-030 šířka 0,3 mm
400-137-050 šířka 0,5 mm
CASTROVIEJO
 šicí 1x2 zuby, 100 mm




400-139-050
CASTROVIEJO BROWN
 chirurgická 7x7 zubů, 100 mm,




400-137-003
CASTROVIEJO
 šicí 1x2 zuby, diamantovaná čelist,
 100 mm, šířka 0,3 mm



400-082-100
KIRBY
 fixační 1x2 zuby, 100 mm




400-083-100
KIRBY
 fixační 2x3 zuby, 100 mm



400-022-090
CASTROVIEJO
 fixační 2x2 zuby, 100 mm


Pinzety



400-029-012

GREEN


fixační, zoubkovaná čelist 12 mm, 110 mm



400-025-110

GRAEFE


fixační 7x8 zubů, 110 mm



130-561-125

BEASLEY-BABCOCK


chirurgická 6x7 zubů, 125 mm



400-084-100

KIRBY-BARRAQUER


fixační, jemná čelist, 110 mm



260-411-150

MILLARD

s háčkem a očkem, 1x2 zuby, 150 mm




260-412-150


MILLARD

s háčkem a očkem, 9x9 zubů, 150 mm

Pinzety monopolární izolované




130-720-150
GILLIES
 chirurgická 1x2 zuby, izolovaná, 150 mm




130-736-175 175 mm
130-736-200 200 mm
CUSHING
 anatomická, izolovaná




130-738-180 180 mm
130-738-210 210 mm
130-738-250 250 mm
130-738-300 300 mm
POTTS-SMITH
 anatomická, izolovaná



130-739-210
POTTS-SMITH
 chirurgická 1x2 zuby, izolovaná, 210 mm




130-740-120
ADSON
 chirurgická 1x2 zuby, izolovaná, 120 mm




130-750-150
MIKRO-ADSON
 chirurgická 1x2 zuby, izolovaná, 150 mm


Pinzety monopolární izolované




130-740-180 180 mm
130-740-210 210 mm
130-740-250 250 mm
anatomická, izolovaná, rovná




130-741-180
chirurgická 1x2 zuby, izolovaná, 180 mm




130-741-210
chirurgická 1x2 zuby, izolovaná, 210 mm



130-741-250
chirurgická 1x2 zuby, izolovaná, 250 mm




130-750-180 180 mm
130-750-230 230 mm
GERALD
chirurgická 1x2 zuby, izolovaná




130-743-250
SULLIVAN
anatomická, izolovaná, rovná

Pinzety monopolární izolované



130-750-210


anatomická, izolovaná, rovná, 210 mm
kolík 4 mm, šířka 2,1 mm



130-760-150

WAUGH


chirurgická, izolovaná, rovná, 175 mm
konektor pro kolík 4 mm



290-551-201

DEBAKEY


atraumatická, izolovaná, rovná, 200 mm
šířka 1,5 mm, celá izolovaná



290-750-200

DEBAKEY


atraumatická, izolovaná, rovná, 200 mm
šířka 1,5 mm



290-848-300

DEBAKEY

atraumatická, izolovaná, rovná, 300 mm
šířka 2,8 mm



290-850-160 160 mm


290-850-200 200 mm

290-850-300 300 mm


DEBAKEY

atraumatická, izolovaná, rovná, šířka 1,5 mm


Svorky




140-259-090 zahnutá
140-258-090 rovná
HARTMANN
 Titan, 90 mm



140-259-125 zahnutá
140-258-125 rovná
HALSTEAD-MOSQUITO
 Titan, 125 mm




140-263-125 zahnutá
140-262-125 rovná
MICRO HALSTEAD-MOSQUITO
 Titan, jemná, 125 mm



140-050-038 rovná
140-051-038 zahnutá
JOHNS-HOPKINS
 bulldog 38 mm




140-221-425
DIETRICH-DEBAKEY
 čelist 14 mm, hmotnost 3 g, 46 mm
140-221-426
DIETRICH-DEBAKEY
 čelist 20 mm, hmotnost 3 g, 49 mm




310-022-140
ALLIS
 TC atraumatické, 145 mm

Svorky




310-014-150 150 mm
310-014-190 190 mm
ALLIS
 5x6 zubů



140-160-100
JACOBSON
 rovná, 100 mm, špička 0,3 mm



140-161-100
JACOBSON
 zahnutá, 100 mm, špička 0,3 mm




140-160-130
JACOBSON
 rovná, 130 mm, špička 0,3 mm




140-161-130
JACOBSON
 zahnutá, 130 mm, špička 0,3 mm


Svorky



140-160-190
JACOBSON
jemná, rovná, 190 mm, špička 0,3 mm




140-161-190
JACOBSON
jemná, zahnutá, 190 mm, špička 0,3 mm



140-162-190
JACOBSON
jemná, silně zahnutá, 190 mm
špička 0,3 mm



140-160-230
JACOBSON
jemná, rovná, 230 mm, špička 0,3 mm



140-270-120 rovná
140-271-120 zahnutá
MICRO-MOSQUITO
jemná, 120 mm

Jehelce

Jehelce jsou v čelistech vložkovány tvrdokovovým (TC) plátkem pro zvýšení životnosti a pevnosti úchytu.

TC plátek je vyroben z WolframCarbidu.

K rozlišení typu použité tvrdokovové vložky je použito značení písmeny.

Tabulka značení

R



Standard - rozteč drážek 0,5 mm
pro šití materiálem vel. 4 nuly

F



Jemný - rozteč drážek 0,4 mm
pro šití materiálem vel. 5 až 6 nul

EF



Extra jemný - rozteč drážek 0,3 mm
pro šití materiálem vel. 10 nul

S



Hladký – bez drážkování
pro jemné jehly
šití materiálem vel. 7 až 10 nul


D




Diamantovaný povrch
nanesená vrstva diamantového prachu
pro velmi jemné jehly a šicí materiál




Jehelce




132 25 13413
HALSEY
TC hladká čelist, 130 mm




132 25 11412
DERF
TC vroubkovaná čelist, 120 mm




132 25 12913
WEBSTER
TC hladká čelist, 130 mm



180-660-180
RYDER
Titan, diamantovaná čelist, šířka 2,0 mm,
180 mm



180-661-150 150 mm
180-661-180 170 mm
180-661-190 180 mm
RYDER
TC Titan, jemná čelist




132 25 22413 130 mm
132 25 22415 150 mm
132 25 22418 180 mm
132 25 22420 200 mm
132 25 22423 230 mm
132 25 22426 260 mm

RYDER

TC cévní


Šířka čelisti 1,0 mm



132 25 15414

HEGAR-BAUMGARTNER

TC 140 mm




180-590-140 140 mm

180-590-180 180 mm

HEGAR-VASCULAR

TC cévní




180-564-195


RUBIO

TC čelist 1,2 mm, 195 mm


Jehelce




132 25 14813
NEIVERT
TC vyhnuté očko, 130 mm




132 25 43813
KILNER
TC prohnutý,
vroubkovaná čelist 135 mm




132 25 22513 130 mm
132 25 22515 150 mm
132 25 22518 180 mm
132 25 22520 200 mm
132 25 22523 230 mm
132 25 22526 260 mm
RYDER
TC
Šířka čelisti 2,0 mm




180-549-180 zahnutý, 180 mm
180-549-230 zahnutý, 230 mm
132 25 21418 rovný, 180 mm
132 25 21423 rovný, 230 mm
DEBAKEY
TC




180-544-120
CONVERSE
TC 120 mm




180-670-125
HALSEY
Titan, diamantovaná čelist, 125 mm




180-671-115
DERF
Titan, diamantovaná čelist, 125 mm




180-674-160
Vascular
Titan, jemný,
diamantovaná čelist, 160 mm




180-675-160
DEBAKEY
Titan, velmi jemný,
diamantovaná čelist, 160 mm




132 08 44815
SENNING
TC 150 mm




180-531-170
SENNING
TC 175 mm




180-335-170
SENNING
bez TC plátky, 170 mm




132 08 46815
BABY CRILE-WOOD
TC 150 mm




132 25 41414 140 mm
132 25 41417 170 mm
132 25 41418 180 mm
OLSEN-HEGAR
TC




180-570-120
FOSTER-GILLIES
TC 120 mm




180-570-160
GILLIES
TC 160 mm




180-588-150
MINI GILLIES
TC 150 mm




180-567-190
OLSEN-HEGAR
TC 190 mm




180-648-180
DEBAKEY
Diamantovaná čelist, šířka 1,0 mm,
180 mm




132 25 32418 180 mm
132 25 32426 260 mm
SAROT
TC




132 25 16415 150 mm
132 08 47018 180 mm
132 08 47020 200 mm
132 08 47023 230 mm
180-540-260 260 mm
CRILE-WOOD
TC




132 25 18412 120 mm
132 25 18414 140 mm
132 25 18416 160 mm
132 25 18418 180 mm
132 25 18420 200 mm
132 25 18424 240 mm
132 25 18426 260 mm
132 25 18430 300 mm
180-550-400 400 mm
MAYO-HEGAR
TC



180-568-120
MINI OLSEN-HEGAR
TC 120 mm




180-569-130 130 mm
132 08 55218 180 mm
BERRY
TC na drát




180-571-150
TC na drát, 150 mm




250-264-246 rovný
250-264-247 zahnutý
JACOBSON
 Diamantovaný, se zámkem, 185 mm




180-512-145 rovný
180-513-145 zahnutý
BARRAQUER
 TC se zámkem, 145 mm




400-350-135
BARRAQUER
 se zámkem, hladká čelist, 135 mm



132 25 67614 rovný
132 25 67714 zahnutý
CASTROVIEJO
 TC se zámkem, 140 mm



400-348-135
BARRAQUER
 bez zámků, hladká čelist, 135 mm



251-660-150
 pinzetový mikro jehlelec, šířka 0,6 mm
 s protizávažím
 150 mm


Háky



230-203-002

KILNER

ostrý, očko 2mm, rozebíratelný 150 mm



230-203-150

KILNER (CATSPA)

ostrý, 150 mm




230-205-180 Vel. 1

230-207-180 Vel. 2

230-209-180 Vel. 3

GILLIES


ostrý, 180 mm



170-014-165

CLOWARD

ostrý, 165 mm



170-010-160 ostrý

170-011-160 tupý

GRAEFE

160 mm




170-033-120 2 zuby

170-034-120 3 zuby

LAHEY

ostrý, 120 mm



170-020-001 Vel. 1

170-020-002 Vel. 2

170-020-003 Vel. 3

KLEINERT-KUTZ


ostrý, 160 mm



170-021-115

PENN (HUMBY)


ostrý, 115 mm



170-019-000

BARSKY

ostrý, 150 mm



170-015-140


CUSHING

jemný, ostrý, 140 mm


Háky



170-122-175 tupý
170-123-175 ostrý
RZ-SQUARE
 2 zuby, 175 mm




170-042-160 ostrý
170-044-160 tupý
GUTHRIE
 2 zuby, 160 mm




170-041-001 Fig. 1
170-041-002 Fig. 2
170-041-003 Fig. 3
170-041-004 Fig. 4
NIRO
 ostrý, 170 mm



170-040-160
O'CONNER
 ostrý, 120 mm



170-081-135
RZ
 ostrý, 6 zubů, extra jemný, 135 mm




170-085-130 ostrý
170-086-130 tupý
MILLER
 ostrý, 9 zubů, 130 mm



170-080-001 ostrý
170-080-002 tupý
KNAPP
 ostrý, 4 zuby, 130 mm




170-079-003 3 zuby
170-079-002 2 zuby
RAINER
 ostrý, 180 mm




170-214-160 ostrý
170-213-160 tupý
BABY SENN-MILLER
 20 x 7 mm, 160 mm



47 556-16
FOMON
 160 mm



230-780-160
FOMON
 izolovaný, 160 mm



230-281-140 kulička na pravém háčku
230-282-140 kulička na levém háčku
COTTLE
 ostrotupý, 140 mm




230-260-200
COTTLE-NEIVERT
 210 mm




260-210-130
 115 mm


Háky




170-036-180
NEIVERT
195 mm




230-195-175
STACK
hloubka 15 mm, 175 mm




170-136-175
MOBERG
17x5 mm, celková velikost 175 mm




170-275-175
75x15 mm, celková velikost 175 mm




170-296-175
BUCK-GRAMCKO
25x6 mm, celková velikost 175 mm




170-079-175
ostrý, 175 mm



170-237-175
GILLIES
ostrý, 175 mm




170-051-175
tupý, 175 mm




170-879-175
ostrý, 175 mm


Háky




hloubka x šířka
230-140-175 12 x 14 mm
230-160-175 13 x 16 mm
230-190-175 14 x 19 mm
RZ
 175 mm




420-520-140
420-520-141 izolovaný
MASING
 6x12 mm, 140 mm




420-523-140
420-523-141 izolovaný
COTTLE
 10x12 mm, 140 mm



170-130-165
171-130-165 izolovaný
KASDEN
 165 mm



délka šířka
170-510-130 130 mm 10 mm
170-513-145 140 mm 13 mm
170-512-160 160 mm 12 mm
170-513-160 160 mm 13 mm
DESMARRES
 izolovaný



260-118-150
260-118-151 izolovaný
DESMARRES
 8x10 mm, 150 mm

Háky



260-020-038

GORNEY

ostrý, délka 75 mm, šířka háku 38 mm



260-012-193

FREEMAN

ostrý, délka 180 mm, šířka háku 22 mm



260-012-195

FREEMAN

ostrý, délka 180 mm, šířka háku 22 mm



260-012-191

FREEMAN

ostrý, délka 180 mm, šířka háku 38 mm



260-012-194

VAN SICKLE

délka 180 mm, šířka háku 20 mm



260-013-191

FREEMAN-ADAMSON

délka 180 mm, šířka háku 40 mm



260-012-192

FREEMAN

ostrý, délka 100 mm, šířka háku 38 mm



260-013-192

FREEMAN

ostrý, délka 100 mm, šířka háku 22 mm




260-012-198
FREEMAN
délka 50 mm, šířka háku 38 mm




260-012-398
FREEMAN
délka 50 mm, šířka háku 38 mm




260-015-198
FREEMAN
délka 50 mm, šířka háku 22 mm




260-418-100
MILLARD
náprstek 1 zub




260-418-120
MILLARD
náprstek 2 zuby




260-200-110
RZ-NOSE
Náprstek s otočným háčkem, 110 mm




260-501-120 tupý
260-502-120 ostrý
CONVERSE
120 mm



420-184-100 ostrý
420-185-100 tupý
KILNER
85 mm




260-012-212
ANDERSON
120 mm



260-012-210
ANDERSON
120 mm



260-711-110
SISSON
105 mm




170-711-140
FARR
zub 16 mm, velikost 140 mm


Háky



170-714-100 ostrý
170-715-100 tupý
ALM
 zub 5 mm, velikost 100 mm



170-723-100
JANSEN
 tupý, 100 mm



170-720-100
JANSEN
 ostrý, 100 mm





170-749-105 ostrý
170-750-105 polotupý
WEITLANER-LOKTITE
 105 mm




400-850-240 24 x 21 mm
400-850-255 25,5 x 22 mm
400-850-265 26,5 x 23 mm
RZ
 Oční chránič (1 ks) včetně přísavného držáku

Tabulka hrubostí rašplí


										TC plátek
Fig. 1 0.8	Fig. 2 1.1	Fig. 3 1.3	Fig. 4 1.6	Fig. 5 1.8	Fig. 6 2.0	Fig. 7 2.4	Fig. 8 2.6	Fig. 9 2.8	Fig. 10 3.0	rozteč vrubů



420-672-000 se zpětným řezem
420-672-004 s řezem vpřed
ORIGINAL MALTZ
 TC 180 mm




420-492-165 Fig. 2
420-493-165 Fig. 3
420-494-165 Fig. 4
420-495-165 Fig. 5
420-496-165 Fig. 6
MALTZ
 TC 170 m



420-497-210 Fig. 8
420-498-210 Fig. 5
PARKES
 TC plátek 8 x 39 mm, velikost 210 mm

Rašple, pilníky



420-491-230 Fig. 1
420-492-230 Fig. 2
420-493-230 Fig. 3
420-494-230 Fig. 4
420-495-230 Fig. 5
420-496-230 Fig. 6
420-497-230 Fig. 7
420-498-230 Fig. 8

LAMB

TC ergonomické držadlo, 230 mm



420-480-200

ASTON


TC jemné drážkování, 200 mm



420-488-200

ASTON


TC hrubé drážkování, 200 mm



420-669-210

GLABELLA

TC střední drážkování, 210 mm



420-650-101

AUFRICHT

diamantovaný povrch, 7 x 25 mm, 200 mm



420-650-100

PEET-COTTLE

diamantovaný povrch, 175 mm




420-650-002 s řezem vpřed
420-650-001 se zpětným řezem
AUFRICHT
zahnutá, šířka 9 mm, velikost 220 mm



420-756-180
BARSKY-GLABELLA
se zpětným řezem, 175 mm



420-655-180
MCINDOE
se zpětným řezem, 180 mm




420-656-180
MCINDOE
s řezem vpřed, 180 mm



420-654-180 se zpětným řezem
420-657-180 s řezem vpřed
ORIGINAL MALTZ
180 mm



420-670-210
COTTLE
se zpětným řezem, 210 mm



420-692-200

LAMONT

se zpětným řezem, hrubé zuby,
široký model, 175 mm



420-690-200

LAMONT


se zpětným řezem, jemné zuby,
úzký model, 175 mm



420-691-200

LAMONT

se zpětným řezem, jemné zuby,
široký model, 175 mm



420-678-190

GALLAHER

hrubá, 190 mm



420-520-170 jemné zoubkování

420-521-170 hrubé zoubkování


WATSON-WILLIAMS

170 mm




260-500-001


Drátěný štěteček na čištění rašplí



420-582-003 3,0 mm
420-582-045 4,5 mm
WALTER
190 mm



420-580-002 2,0 mm
420-580-003 3,0 mm
420-580-004 4,0 mm
420-580-007 7,0 mm
420-580-009 9,0 mm
420-580-012 12,0 mm
WALTER
190 mm



420-594-002 2 mm
420-594-003 3 mm
420-594-004 4 mm
420-594-005 5 mm
420-594-006 6 mm
420-594-008 8 mm
SHEEHAN
 175 mm

420-594-009 9 mm
420-594-010 10 mm
420-594-011 11 mm
420-594-012 12 mm
420-594-015 15 mm




420-568-002 2 mm
420-568-004 4 mm
420-568-006 6 mm
RZ
 180 mm

420-568-008 8 mm
420-568-010 10 mm




420-503-011
MATTHEW
 Šířka 11 mm, velikost 180 mm



420-501-002 2 mm
420-501-004 4 mm
420-501-006 6 mm
420-501-008 8 mm
JAYES
 190 mm

420-501-010 10 mm
420-501-012 12 mm
420-501-015 15 mm




420-500-200 3,0 mm
REES
 hliníkové držadlo, 200 mm

Dláta




420-490-005 5 mm
420-490-007 7 mm
420-490-009 9 mm
FRENCH (GILLIES)
140 mm

420-490-011 11 mm
420-490-013 13 mm




420-495-003 3 mm
420-495-004 4 mm
420-495-005 5 mm
WARD
180 mm




420-587-010 10 mm
420-587-012 12 mm
RUBIN
180 mm

420-587-014 14 mm
420-587-016 16 mm




431-662-190
OBWEGESER
185 mm



420-589-010 10 mm
420-589-012 12 mm
CINELLI
160 mm


420-589-014 14 mm
420-589-016 16 mm




420-507-010
ROZNER
180 mm




420-460-005 prohnuté
420-460-004 rovné
RZ
tvar "V", 175 mm




420-459-001 rovné
420-459-002 ohnuté vpravo
420-459-003 ohnuté vlevo
SILVER
 180 mm




420-459-101 rovné
420-459-102 ohnuté vpravo
420-459-103 ohnuté vlevo
MASING
 180 mm




420-639-001 rovné
420-639-002 ohnuté vpravo
420-639-003 ohnuté vlevo
ANDERSON-NEIVERT
 200 mm



420-640-001
RZ-NEIVERT
 přímé, šířka 4 mm, velikost 195 mm



420-640-002
RZ-NEIVERT
 pravé, šířka 4 mm, velikost 195 mm




420-640-003
RZ-NEIVERT
 levé, šířka 4 mm, velikost 195 mm




420-485-005 levý chránič
420-486-005 pravý chránič
420-487-005 bez chrániče
BRAITHWAITE
 šířka 5 mm, velikost 145 mm


Dláta




420-491-001 ohnuté vlevo
420-491-002 ohnuté vpravo
420-491-000 rovné
FRENCHAY
 180 mm




420-493-003
WARD
 šířka 3 mm, velikost 180 mm



420-489-003 3 mm
420-489-005 5 mm
420-489-006 6 mm
READ
 180 mm




420-487-009 9 mm
420-487-011 11 mm
420-487-013 13 mm
420-487-015 15 mm
MCINDOE
 150 mm



420-488-009 9 mm
420-488-011 11 mm
420-488-013 13 mm
420-488-015 15 mm
MCINDOE
 150 mm




420-494-002 2 mm
420-494-004 4 mm
420-494-006 6 mm
420-494-008 8 mm
420-494-010 10 mm
420-494-012 12 mm
420-494-014 14 mm
JENKINS
 145 mm



420-505-005 5 mm
420-505-007 7 mm
420-505-009 9 mm
420-505-011 11 mm
420-505-016 16 mm
COTTLE
 černěné, 185 mm




420-492-003 3 mm
420-492-004 4 mm
420-492-005 5 mm
420-492-006 6 mm
READ
180 mm




420-552-170 6 mm
KILLIAN
170 mm




420-551-170 6 mm
KILLIAN-CLAUS
170 mm




420-700-020 2 mm
420-700-025 2.5 mm
420-700-030 3 mm
 185 mm




420-700-022 2.2 mm
 185 mm




420-700-100 10 mm
420-700-120 12 mm
420-700-140 14 mm
 185 mm



420-700-430
JOSEPH
 síla 3mm, velikost 180 mm




420-700-001 1 zub
420-700-002 2 zuby
 155mm



420-700-210
 šířka 10 mm, velikost 130 mm




420-700-400
 šířka 8 mm, velikost 185 mm




420-700-501 střední vroubkování
420-700-502 jemné vroubkování
 TC 200 mm


Set pro rhinoplastiku




420-700-200
AUFRICHT
160 mm
Hák



420-700-700
BLAKESLEY
čelist 3 mm, velikost 190 mm
Kleště




420-700-330
HALSEY
TC 130 mm
Jehelec




420-700-340
KILNER
140mm
Nůžky



420-700-610 rovné
420-700-611 zahnuté
hrotnaté, 100 mm
Nůžky



420-700-620
WALTER
100 mm
Nůžky



420-700-630 7x7 zubů, 120 mm
ADSON-BROWN
420-700-640 anatomická, 120 mm
420-700-650 chirurgická, 120 mm
ADSON
Pinzety



210-240-180
COTTLE
180 mm, 240 g



210-264-140
RZ
plastová čela, 185 mm, 140 g

210-265-100
náhradní plastová čela (1 pár)



210-262-170
MEAD
plastová čela, 170 mm, 230 g

210-263-000
náhradní plastová čela (1 pár)




210-244-220
HAJEK
220 mm



210-019-170
RZ
měděné, Ø 19 mm, 170 mm, 117 g

Zrcátka nosní




47 120-35S Vel. 1 35 mm
 47 120-50S Vel. 2 50 mm
 47 120-75S Vel. 3 75 mm
 47 120-90S Vel. 4 90 mm
KILLIAN
 130 mm, se šroubem



47 120-35 Vel. 1 35 mm
 47 120-50 Vel. 2 50 mm
 47 120-75 Vel. 3 75 mm
 47 120-90 Vel. 4 90 mm
KILLIAN
 130 mm, bez šroubu

Zrcátka nosní




47 124-35S Vel. 1 35 mm
 47 124-50S Vel. 2 50 mm
 47 124-75S Vel. 3 75 mm
 47 124-90S Vel. 4 90 mm
COTTLE
 150 mm, se šroubem




47 124-35 Vel. 1 35 mm
 47 124-50 Vel. 2 50 mm
 47 124-75 Vel. 3 75 mm
 47 124-90 Vel. 4 90 mm
COTTLE
 150 mm, bez šroubu


Zrcátka nosní




KO 052/01 Vel. 1 30 mm
KO 052/02 Vel. 2 35 mm
KO 052/03 Vel. 3 40 mm
HARTMANN
 150 mm



47 102-01 Vel. 1 25 mm
47 102-02 Vel. 2 30 mm
47 102-03 Vel. 3 35 mm
HARTMANN - HALLE
 150 mm



47 112-01 Vel. 1 22 mm
47 112-02 Vel. 2 26 mm
47 112-03 Vel. 3 30 mm
MOD. WIEN
 145 mm




47 116-12A Vel. 1 17 mm
47 116-13 Vel. 2 19 mm
TIECK - HALLE
 135 mm

Zrcátka nosní




420-743-040 40 mm
420-743-055 55 mm
420-744-075 75 mm
420-743-090 90 mm
KILLIAN
 se světlovodem, 130 mm




420-050-001 8,5 x 6,0 mm
420-050-002 9,0 x 7,0 mm
420-050-003 12,5 x 8,0 mm
420-050-004 15,0 x 8,5 mm
420-050-005 16,5 x 9,0 mm
420-050-006 18,0 x 10,0 mm
420-050-007 19,5 x 10,5 mm
RZ-THUDICHUM
 68 mm

420-050-101 8,5 x 6,0 mm
420-050-102 9,0 x 7,0 mm
420-050-103 12,5 x 8,0 mm
420-050-104 15,0 x 8,5 mm
420-050-105 16,5 x 9,0 mm
420-050-106 18,0 x 10,0 mm
420-050-107 19,5 x 10,5 mm
RZ-THUDICHUM
 izolované, 68 mm


Škrabky, páčidla



420-530-165 2 mm
420-531-165 3 mm
420-532-165 4 mm
JOSEPH
 Škrabka mírně zahnutá, 160 mm




420-585-160 4 mm
JOSEPH
 páčidlo zahnuté, 160 mm




49 650-06 6 mm **49 650-07** 7 mm
49 650-09 9 mm **49 650-11** 11 mm
OBWEGESER
 páčidlo mírně zahnuté, 175 mm




420-553-170
WARD
 páčidlo, 170 mm



420-481-215
READ
 páčidlo oboustranné, 215 mm




420-550-230
COTTLE
 páčidlo dvoustranné, 4 x 4 mm
 3 mm s měřítkem



420-551-200
MASING
 páčidlo dvoustranné, s měřítkem
 20,0 cm


Škrabky, páčidla




420-551-210
CARTER
páčidlo se lžičkou oboustranné, 210 mm



420-532-200
OBWEGESER-FREER
páčidlo oboustranné, 200 mm



430-531-170 3 mm
430-532-170 6 mm
škrabka silně zahnutá, 170 mm



210-438-010
RZ-HOWARD
škrabka rovná a zahnutá pracovní část
22,0 cm



420-189-210
GOLDMANN
páčidlo, 200 mm




420-557-170
BOIES
páčidlo, 170 mm




420-555-195
BOIES
páčidlo, 195 mm


Kleště na nosní přepážku



420-450-230
COTTLE-WALSHAM
220 mm




47 571-23
ASCH
230 mm




47 572-23 přímé
47 573-23 levé
47 575-23 pravé
WALSHAM
230 mm

Kleště na drcení nosní přepážky



420-220-212
GUNTER
180 mm




420-220-220
GORNEY
200 mm

Kleště štípací



116 33 21923
RUSKIN
230 mm



210-790-180
BEYER
180 mm

210-791-180
ZAUFAL-JANSEN
180 mm

116 33 20118

116 33 20518


Drtiče kostních štěpů



47 461-00
COTTLE
drtič kostních štěpů
s odběrnými kleštěmi



420-364-000
RZ
drtič kostních štěpů, 60 mm x 30 mm




420-366-000
TOLSDORF
drtič kostních štěpů



420-367-000
85 x 55 mm
Plastová deska pro preparaci
kostního štěpu, sterilizovatelná

Kleště štípací




116 33 28219
COTTLE - KAZANJIAN
190 mm



210-844-170
170 mm




47 325-19
JANSEN - MIDDLETON
proštíhovací, 190 mm




47 323-19
JANSEN-MIDDLETON
miskové, 190 mm

Kleště na držení kostí



117 33 36221
LANGENBECK
210 mm



117 33 40719
DINGMANN
185 mm

Pilky na kosti



230-202-000 rovná
230-202-001 bajonetová levá
230-202-002 bajonetová pravá
JOSEPH
170 mm



47 535-01 vyhnutá vlevo
47 535-02 vyhnutá vpravo
JOSEPH
170 mm

Háky nosní



47 551-16
AUFRICHT
lopatka 10x45 mm
160 mm



420-057-160
DEVINE-MILLARD-AUFRICHT
lopatka 10 x 45 mm
180 mm



420-257-160
DEVINE-MILLARD-AUFRICHT
se světlovodem, lopatka 10 x 45 mm
180 mm



420-255-160
AUFRICHT
se světlovodem, lopatka 10 x 45 mm
160 mm



420-652-100
420-752-100 se světlovodem
MALINIAC
lopatka 9 x 45 mm,
100 mm




420-235-110
CONVERSE
lopatka 11 x 44 mm
110 mm




420-236-110
CONVERSE
se světlovodem, lopatka 11 x 44 mm
110 mm

Nože



47 392-03 3 mm bajonetový
47 392-04 4 mm bajonetový
47 392-05 5 mm bajonetový
47 390-03 3 mm rovný
47 390-04 4 mm rovný
47 390-05 5 mm rovný
BALLENGER
 200 mm



47 370-16 rovný
47 371-16 zahnutý
JOSEPH
 160 mm




47 374-19
FREER
 190mm



112 30 0100
JOSEPH
 tupá špice, 160 mm

Držátka čepelek



110-148-000
 kulaté, 150 mm



110-140-000
BARRON
 130 mm




112 07 10300 vel. 3
112 07 10400 vel. 4
 125 mm

Nože



260-310-270
FOERSTER
270 mm




410-033-100
DINGMAN
sada s levým a pravým nožem
160 mm



410-033-130 levý
410-033-131 pravý
STENSTRØM
160 mm

Kyrety



230-151-140 3 mm Ø
230-152-140 4 mm Ø
230-153-140 5 mm Ø
FOX
140 mm

Popisovací pero na kůži



420-832-145
ECKHOFF
170 mm




420-832-001
ECKHOFF
náhradní pero

Nože transplantační



110-097-305 pro leváky
110-098-305 pro praváky
BRAITHWAITE
celková. délka 31,0 cm




110-098-399
náhradní čepele
balení po 10ti kusech




110-090-000
SCHINK

110-090-001
náhradní čepel




110-096-019
SILVER
190 mm

110-096-119
náhradní čepel




110-090-150
podložka na transplantát
zkosený okraj
200 x 100 mm




110-090-100
GABARRO
měřicí šablona

Nástroje na rozštěp patra




430-100-602 malé
430-100-601 střední
430-100-600 velké
 páčidlo, 180 mm




430-100-603
CRONIN
 nůž trojúhelníkovitý, 180 mm



420-580-145 zahnutá nahoru
420-583-145 zahnutá dolů
 škrabka, 170 mm



420-581-145 pravá
420-582-145 levá
 škrabka, 170 mm



430-105-002
BLAIR
 páčidlo, 180 mm



430-105-001
BLAIR
 páčidlo, 180 mm



430-105-003
BLAIR
 páčidlo, 200 mm

Nástroje na rozštěp patra

Koncovky jsou zobrazeny v měřítku 1/2



431-200-003

dlouhá pracovní část
18,0 cm

431-200-001

krátká pracovní část
18,0 cm



431-200-013

dlouhá pracovní část
18,0 cm

431-200-011

krátká pracovní část
18,0 cm




431-200-021

mírně zahnutý
18,0 cm


431-200-023

zahnutý
18,0 cm




431-200-100

17,0 cm



431-200-027

trojhranný
18,0 cm



420-985-013

š. 28 mm

420-985-014

š. 32 mm

420-985-015


š. 35 mm

LOGAN

Odsávačky



	Ø A	Ø B
410-404-030	3,6 mm	3,0 mm
410-404-035	4,0 mm	3,5 mm
410-404-040	4,5 mm	4,0 mm
MAGILL		
245 mm		



165-064-160
pro LUER, špička šíře 6,5 mm, Ø 5 mm
připojení LUER
180 mm




165-523-110 10 Fr.
165-523-112 12 Fr.
FRAZIER
se světlovodem, 190 mm




165-525-006 6 Fr.
165-525-007 7 Fr.
165-525-008 8 Fr.
165-525-010 10 Fr.
165-525-012 12 Fr.
FERGUSON
s regulací. 180 mm




165-743-270
YANKAUER
se světlovodem, 270 mm



420-310-190
RZ
držadlo Ø 8 mm, 190 mm




165-521-004
ADSON
Ø 4 mm, 210 mm




GUILLEN
200 mm

165-522-200 – zahnutý vlevo


165-521-200 – zahnutý vpravo



420-395-205 6 mm
NEGUS
210 mm




420-252-185
GORNEY
tupá, 3 mm
180 mm




420-253-185
GORNEY
polotupá, 3 mm
180 mm

SHAPERS


Nástroje pro plastiku obličeje




XP 701/43 Ø 4 mm
260-105-030 Ø 5 mm
SHAPER endoskop
širokoúhlý objektiv, 30°
autoklávatelný




260-501-180 Ø 4 mm
260-501-185 Ø 5 mm
SHAPER hylzna
s otočným kohoutem
s ohnutou žlábkovou lopatkou
pro optimální vidění



260-502-180 Ø 4 mm, lopatka 7x17 mm
260-502-185 Ø 5 mm
SHAPER hylzna
pro plastickou endoskopii
s otočným kohoutem
s okénkovou lopatkou



251-140-175 Ø 4 mm
251-150-175 Ø 5 mm
SHAPER hylzna
pro plastickou endoskopii
s otočným kohoutem
s rovnou lopatkou



251-340-175 Ø 4 mm
251-345-175 Ø 5 mm
SHAPER hylzna
pro plastickou endoskopii
s dvěma otočnými kohouty
s rovnou lopatkou

SHAPERS

Nástroje pro plastiku obličeje - škrabky



260-001-001
mírně zahnutá
široká 12,5 mm

260-001-101
s ergonomickým držadlem

260-001-201
ohybná



260-001-002
středně zahnutá, se zahnutou špicí
široká 12,5 mm
24,0 cm

260-001-102
s ergonomickým držadlem

260-001-202
ohybná



260-002-001
středně zahnutá
široká 7,0 mm
24,0 cm

260-002-101
s ergonomickým držadlem

260-002-201
ohybná



260-007-001
zahnutá
široká 7,0 mm
24,0 cm

260-007-101
s ergonomickým držadlem

260-007-201
ohybná

SHAPERS

Nástroje pro plastiku obličeje - škrabky



260-002-003



260-002-103



260-002-203

260-002-003

rovná, široká 7,0 mm
24,0 cm

260-002-103

s ergonomickým držadlem

260-002-203

ohybná



260-020-001



260-020-101



260-020-201

260-020-001

zahnutá, široká 6,5 mm
24,0 cm

260-020-101

s ergonomickým držadlem

260-020-201

ohybná



260-023-000



260-023-100



260-023-200

260-023-000

tvar S
26,6 cm

260-023-100

s ergonomickým držadlem

260-023-200

ohybná



260-024-000



260-024-100



260-024-200

260-024-000

tvar S
24,0 cm

260-024-100

s ergonomickým držadlem

260-024-200

ohybná



260-020-000



260-020-100



260-020-200

260-020-000

rovná, široká 10,0 mm
22,5 cm

260-020-100

s ergonomickým držadlem

260-020-200

ohybná

SHAPERS

Nástroje pro plastiku obličeje – škrabky



260-025-000
tvar S, široká 5 mm
24,0 cm

260-025-100
s ergonomickým držadlem

260-025-200
ohybná



260-003-001
mírně zahnutá
24,0 cm

260-003-101
s ergonomickým držadlem

260-003-201
ohybná



260-004-001
středně zahnutá

260-004-101
s ergonomickým držadlem

260-004-201
ohybná



260-022-000
rovná
23,5 cm

260-022-100
s ergonomickým držadlem

260-022-200
ohybná




260-021-000
zahnutá
25,0 cm

260-021-100
s ergonomickým držadlem


260-021-200
ohybná

SHAPERS


Nástroje pro plastiku obličeje - páčidla




260-202-101
s ergonomickým držadlem
180 mm




260-202-103
s ergonomickým držadlem
180 mm




260-202-105
s ergonomickým držadlem
180 mm



260-008-005
RAMIREZ
195 mm




260-002-002
široký 7 mm
235 mm



260-026-100
s ergonomickým držadlem
235 mm


SHAPERS

Nástroje pro plastiku obličeje




260-003-002
zahnutý vpravo
24,0 cm

260-003-003
zahnutý vlevo
24,0 cm



260-014-230
mírně ohebný
235 mm




260-008-003
zahnutý vpravo
170 mm



260-008-002
zahnutý vlevo
170 mm



260-002-005
elevatorium se sáním, 8 mm
260 mm




260-002-015
elevatorium se sáním, 8 mm
mírně zahnuté, kulatá prac. část
260 mm




Držátko čepelek pro malé čepekly
260-006-001
zahnuté dolů
230 mm

SHAPERS


Nástroje pro plastiku obličeje




260-204-100 rovné
260-204-200 zahnuté vpravo
260-204-500 zahnuté vlevo
 Kleště úchopné, izolované
 Ø 2,7 mm, prac. délka 12,5 cm
 s dlouhou vroubkovanou čelistí



260-204-600 rovné
260-204-400 zahnuté vpravo
260-204-300 zahnuté vlevo
 Kleště úchopné, izolované
 Ø 2,7 mm, prac. délka 12,5 cm
 s krátkou silnou čelistí



260-204-627 rovné
260-204-427 zahnuté vpravo
260-204-327 zahnuté vlevo
 Kleště úchopné, izolované
 Ø 2,7 mm, prac. délka 12,5 cm
 s krátkou čelistí a agresivními zuby



260-203-600 rovné
260-203-700 zahnuté vpravo
260-203-800 zahnuté vlevo
 Nůžky háčkové, izolované
 Ø 2,7 mm, prac. délka 12,5 cm

SHAPERS


Nástroje pro plastiku obličeje



300-750-001
Držátko plastové,
otočné, HF-připojení




300-750-003
Držátko plastové,
otočné, záchyt, HF-připojení



300-750-015
Držátko axiální RZ
se záchytem, bez rotace




300-750-215
Držátko axiální RZ
bez záchyty, bez rotace




260-610-100
Disektor **MARILAND** mikro
zahnutý tubus Ø 3,0 mm,
bez držadla – nutno dokoupit zvlášť




260-604-100
Kleště mikro jemné
zahnutý tubus Ø 3,0 mm,
bez držadla – nutno dokoupit zvlášť



260-608-100
Kleště mikro hrubé
zahnutý tubus Ø 3,0 mm,
bez držadla – nutno dokoupit zvlášť




260-600-100
Nůžky háčkové mikro
zahnutý tubus Ø 3,0 mm,
bez držadla – nutno dokoupit zvlášť



260-614-100
Nůžky **METZENBAUM** zahnuté mikro
zahnutý tubus Ø 3,0 mm,
bez držadla – nutno dokoupit zvlášť




260-615-100
Nůžky **METZENBAUM** rovné mikro
zahnutý tubus Ø 3,0 mm,
bez držadla – nutno dokoupit zvlášť



260-712-000

Odsávací elektroda s lopatkou
Ø 5,0 mm




260-702-000

Odsávací elektroda s lopatkou
zahnutá
Ø 5,0 mm



260-710-000


Háčková elektroda rovná
Ø 5,0 mm



260-700-000

Háčková elektroda zahnutá
Ø 5,0 mm

Elektrokoagulace



260-700-100

držátko elektrody samostatné
160 mm

Způsob upnutí elektrody:

A – otočením koncovky
ve směru hodinových ručiček
uvolníme elektrodu

B – nastrčíme elektrodu do držátka

C – otočením koncovky
v protisměru hodinových ručiček
upevníme elektrodu




260-700-103

RZ
elektroda háčková s odsáváním, rovná
365 mm, Ø 5,0 mm



260-700-105

RZ
elektroda jehlová s odsáváním, tvar "S"
365 mm, Ø 5,0 mm




260-700-102

RZ
elektroda jehlová s odsáváním, zahnutá
365 mm, Ø 5,0 mm



260-700-112

RZ
elektroda lopatková s odsáváním, zahnutá
325 mm, Ø 5,0 mm



Nástroje pro plastiku prsu - optiky




barevné značení
červená = 30°
zelená = 0°




universální zamykání
pro všechny běžné typy
optik



1 – připojení RZ/ Storz
2 – připojení R. Wolf
3 – připojení ACMI/ Gyrus



260-110-030
optika Ø 10 mm,
úhel pohledu 30°



260-110-000
optika Ø 10 mm,
úhel pohledu 0°



XP 701/43 Ø 4 mm
260-105-030 Ø 5 mm
úhel pohledu 30°

Nástroje pro plastiku prsu - háky



260-037-000 úzký – šíře 31 mm
260-039-000 standardní - šíře 50 mm
BIGGS
bez sání a světlovodu



260-131-000 úzký – šíře 31 mm
260-141-000 standardní - šíře 50 mm
BIGGS
se světlovodem

260-137-000 úzký – šíře 31 mm
260-139-000 standardní - šíře 50 mm
BIGGS
se světlovodem a odsáváním



260-135-000 pro optiku 10 mm
260-135-004 pro optiku 4 mm
260-135-005 pro optiku 5 mm
BIGGS
úzký – šíře 31 mm, s odsáváním

260-145-000 pro optiku 10 mm
BIGGS
standardní - šíře 50 mm, s odsáváním

Nástroje pro plastiku prsu - háky



260-039-130
RZ
pevná lopatka 50 x 125 mm



260-145-250
RZ
pevná lopatka 25 x 120 mm,
pro optiku 10 mm, s odsáváním



260-137-010
RZ
pevná lopatka 25 x 180 mm,
pro optiku 10 mm, s odsáváním

Nástroje pro plastiku prsu - háky



260-137-005

RZ

pevná lopatka 9,5 x 180 mm,
pro optiku 5 mm



260-145-050


RZ

pevná lopatka 20 x 125 mm,
pro optiku 10 mm

Nástroje pro plastiku prsu – háky



Rozměr lopaty háku	Objednací číslo háku
70 x 16 mm	260-230-015
90 x 27 mm	260-230-017
100 x 25 mm	260-230-116
130 x 16 mm	260-230-019
150 x 16 mm	260-150-016
150 x 25 mm	260-230-014
180 x 25 mm	260-230-016
220 x 25 mm	260-230-010



Univerzální adaptér pro připojení světlovodného kabelu



Storz, Winter,
Olympus, Stryker

Wolf/Henke

ACM/Heine



Rozměr lopaty háku	Objednací číslo háku
70 x 16 mm	260-107-150
70 x 25 mm	260-243-070
90 x 16 mm	260-160-090
90 x 27 mm	260-230-012
100 x 25 mm	260-123-100
110 x 25 mm	260-125-110
120 x 25 mm	260-125-120
150 x 16 mm	260-233-150
150 x 25 mm	260-244-150
150 x 30 mm	260-230-150
150 x 36 mm	260-243-150
180 x 16 mm	260-216-182
180 x 25 mm	260-245-180
180 x 30 mm	260-230-013
190 x 36 mm	260-136-019
220 x 25 mm	260-246-220



Nástroje pro plastiku prsu – háky




Nástroje pro plastiku prsu – háky



Rozměr lopaty háku	Objednací číslo háku
80 x 16 mm	260-133-070
90 x 27 mm	260-129-270
150 x 25 mm	260-150-250
180 x 16 mm	260-130-216
180 x 25 mm	260-130-225
180 x 30 mm	260-130-200

Hák se sáním bez světla



Hák se sáním a uchycením pro optiku

Rozměr lopaty háku	Rozměr optiky	Objednací číslo háku
180 x 16 mm	4 mm	260-130-160
180 x 25 mm	4 mm	260-130-000
180 x 25 mm	10 mm	260-130-015
180 x 25 mm	10 mm	260-130-016
180 x 25 mm	5 mm	260-130-014



Uzávěr kompatibilní
s optikami STORZ

háky s tímto uzávěrem
260-130-160
260-130-000
260-130-016
260-130-014




Uzávěr univerzální
pro optiky 10 mm

hák s tímto uzávěrem
260-130-015



Nástroje pro plastiku prsu – háky



se světlovodem

s odsáváním

Rozměr lopaty háku	Objednací číslo háku
150 x 16 mm	260-234-150
150 x 25 mm	260-247-150
150 x 40 mm	260-248-150
180 x 16 mm	260-235-180
180 x 25 mm	260-247-180
220 x 16 mm	260-236-220


Rozměr lopaty háku	Objednací číslo háku
150 x 16 mm	260-116-150
150 x 25 mm	260-126-150
150 x 40 mm	260-140-150
180 x 16 mm	260-115-180
180 x 25 mm	260-125-180
220 x 16 mm	260-116-220

Háky s plastovým držadlem



Rozměr lopaty háku	Objednací číslo háku	
300 x 35 mm	260-293-300	se světlovodem
300 x 35 mm	260-135-300	s odsáváním

Nástroje pro plastiku prsu – háky



430-297-140 30 mm šířka lopaty

430-297-150 40 mm šířka lopaty

SCULPO


bez světlovodu,
jemné zoubkování, 150 mm

430-497-141 30 mm šířka lopaty

430-497-151 40 mm šířka lopaty

SCULPO

se světlovodem,
jemné zoubkování, 150 mm



430-797-140 30 mm šířka lopaty

430-797-150 40 mm šířka lopaty

SCULPO

bez světlovodu, izolovaná lopata
jemné zoubkování, 150 mm

430-797-141 30 mm šířka lopaty

430-797-151 40 mm šířka lopaty

SCULPO

se světlovodem, izolovaná lopata
jemné zoubkování, 150 mm



430-297-141 30 mm šířka lopaty

430-297-151 40 mm šířka lopaty

SCULPO

s odsáváním,
jemné zoubkování, 150 mm

Nástroje pro plastiku prsu – háky



430-797-155
WIEDER
izolovaná lopata, 140 mm



260-030-110
FERREIRA
lopata 110 x 20 mm, 155 mm



260-130-110
FERREIRA
se světlovodem,
lopata 110 x 22 mm, 100 mm

260-230-110
FERREIRA
bez světlovodu,
lopata 110 x 22 mm, 100 mm


Nástroje pro plastiku prsu – háky




170-581-230
DEAVER
se světlovodem,
šířka lopaty 25 mm,
230 mm



170-581-300
DEAVER
se světlovodem,
šířka lopaty 25 mm,
300 mm




170-457-102
HEANEY-SIMON
se světlovodem,
lopata 27 x 115 mm,
280 mm



170-591-300
DEAVER
s odsáváním, vroubkovaná lopata,
šířka lopaty 25mm,
300mm

Nástroje pro plastiku prsu – háky




170-483-025

šířka lopaty 25 mm,
300 mm

170-483-038

DEAVER


šířka lopaty 38 mm,
300 mm



171-891-215

DEAVER

šířka izolované lopaty 22 mm,
215 mm



171-891-300

DEAVER

šířka izolované lopaty 25 mm,
300 mm



171-593-300

DEAVER

šířka lopaty 38 mm,
300 mm




170-285-165

Hajek


165 mm

Nástroje pro plastiku prsu – háky




170-459-001 73 x 28 mm
170-459-002 45 x 25 mm
170-459-003 82 x 28 mm
HEANEY
 270 mm

260-459-001 73 x 28 mm
260-459-002 45 x 25 mm
260-459-003 82 x 28 mm
HEANEY
 se světlovodem,
 270 mm



170-653-000
CZERNY
 šířka lopaty 36 mm,
 rozměr háku 38 x 42 mm
 180 mm



170-654-030
CANNY-RYALL
 šířka okna 30 mm,
 200 mm


Nástroje pro plastiku prsu – háky



170-654-007

MORRIS

rozměr lopat 45 x 50 mm/ 50 x 50 mm
230 mm




170-687-211

PARKER-LANGENBECK

US Model, izolovaný,
220 mm

Nástroje pro plastiku prsu – háky




260-012-205
FREEMAN
šířka 12 mm,
205 mm


260-025-205
FREEMAN
šířka 25 mm,
205 mm



260-512-205
FREEMAN
se světlovodem, šířka 12 mm,
205 mm



260-001-250
LAROE
rovné,
245 mm



260-002-300
LAROE
zahnuté,
300 mm

Nástroje pro plastiku prsu – háky




260-012-201
FREEMAN
6 zubů, 180 mm



260-013-201
FREEMAN
6 zubů, 150 mm



260-012-202
CORONAL
šířka 150 mm, 6 zubů,
230 mm



260-012-199
CORONAL
7 zubů,
180 mm

Zrcadla čelní



CLAR 55
111 08 15055
6 V




CLAR STANDARD
111 08 16000
6 V



6091

Světlo čelní focus LED
Součástí sady je nabíjecí adaptér
a 4 ks nabíjecích baterií typ AAA



Xenonový světlomet bateriový

Čelní lampy

Lehký bezdrátový světlomet s xenonovou lampou, vhodný pro ambulantní využití.

Tento světlomet neomezuje pohyblivost při výkonu, disponuje vysokou svítivostí a pohodlným ovládáním.

Intenzivní bílé světlo je produkováno xenonovou výbojkou. Speciální vysoce účinná regulace světla umožňuje, aby byl paprsek koncentrován do požadovaného umístění. Reflektor je napájen nízkým napětím o velikosti 3 V. Lze tak použít k uložení baterií (2x velikost AA) malý box, integrovaný na čelenku. Nedochází tak k omezení pohyblivosti odborníka. Kvůli nízké hmotnosti a ergonomické, kůží vyztužené čelence, není problém tento světlomet nosit dlouhou dobu.

Zapnutí a vypnutí světlometu se provádí pootočením

kroužku na lampě. Možnost směrového nastavení reflektoru

zaručuje přesné umístění světelného svazku na

požadovanou pozici.

Nefunkční lampy je snadno vyměnitelná za novou v několika sekundách.

Technické informace:

Objednací kód: **03194-00**

Celková hmotnost: 160 g (s bateriemi)

Teplota barvy: asi 3200 °K

Čelenka: ergonomická, nastavitelná, vyztužená kůží

Vývod světla: nastavitelný úhel sklonu a výška

Zdroj energie: baterie 2x 1.5 V, velikost AA (součást dodávky)

Životnost baterie: asi 6 hodin

Životnost lampy: asi 20 hodin, Objednací kód náhradní xenonové lampy **03 194-01**



03 194-00

Tabulka průměru světelného toku v závislosti na vzdálenosti.

Pracovní vzdálenost	20 cm	30 cm
Ø kruhu světla	Asi 50 mm	Asi 65 mm
Intenzita	6500 lux	4000 lux

Bezdrátový LED-světlomet

Výkonný světlomet s bílým světlem. Bezdrátový, lehký, pohodlný světlomet s moderní Li-Ion nabíjecí baterií na čelence. Vhodný pro mobilní použití.

Pro dlouhou výdrž, jednoduché ovládání a pohodlné nošení, je vhodný k využití u dlouho trvajících operací.

Intenzivní a homogenní osvětlení poskytuje moderní výkonný LED zdroj světla. Speciální čočky soustředí světelný tok do určeného místa. Pro dlouhou výdrž, kterou zajišťuje Li-Ion baterie a vysokou svítivost nabízí světlomet dobrý poměr cena/výkon. Díky nízké hmotnosti a ergonomické, kůží vyztužené čelence, není problém tento světlomet nosit dlouhou dobu. Zapnutí a vypnutí světlometu se provádí spínačem na obalu baterie. Kulové klouby umožňují nastavení světla do požadované pozice k optimálnímu pohledu.

Technické informace:

Objednací kód: **03196-00**

Celková hmotnost: 350 g (s napájecím zdrojem na čelence)

Klasifikace: Class I (podle annex IX of directive 93/42/EEC)

Klasifikace: 1 M podle EN 60825-1

Zdroj energie: Li-Ion napájecí zdroj, 700 mA

Napájecí doba: asi 4 hodiny při úplném vybití

Operační doba: asi 3,5 hodin

Funkční vzdálenost: 20 až 60 cm

Světelný výstup: plynule nastavitelný

Velikost bodu: 8 až 115 mm

Barva světla: bílý, Power-Led

Teplota barvy: asi 6000 Kelvin

Příkon: 3 Watt



03 196-00

Tabulka nastavitelnosti průměru světelného toku v závislosti na vzdálenosti.

Pracovní vzdálenost	20 cm	30 cm	60 cm
Max. – Min. Ø kruhu světla	8 – 35 mm	9 – 55 mm	18 – 115 mm

Čelní lampy se světlovodným kabelem

Komfortní vláknový čelní reflektor s optimálním osvětlením. Světlovodný kabel o průměru 3.5 mm navádí svazek světla přímo do miniaturního předního reflektoru. Ten je vybaven dvou-čočkovým systémem, který umožňuje regulovat průměr světelného toku. Zároveň je díky flexibilnímu krku směrově nastavitelný. Výhled do operačního pole je pak perfektní. Ergonomická čelenka s křížovitým pásem je zpevněna kůží a lze ji upravovat jednou rukou. Malé komponenty, stejně jako pevně připojený světlovodný kabel v kombinaci s ergonomickou čelenkou nabízí mimořádně pohodlné nošení.

Konec světlovodného kabelu může být osazen širokým sortimentem šroubovacích adaptérů. To umožňuje jeho připojení ke zdrojům světla všech běžných značek.



03 192-00

Technické informace:

Objednací kód: **03192-00**
Celková hmotnost cca 300 g
Optický kabel délka 2.2 m, Ø 3.5 mm
Čelenka s křížovitým pruhem, vyztužená kůží, upravitelná jednou rukou
Reflektor nastavitelný průměr kuželu světla, směrově nastavitelný

Tabulka nastavitelnosti průměru světelného toku v závislosti na vzdálenosti.

Pracovní vzdálenost	30 cm	50 cm
Max. – Min. Ø kruhu světla	50 – 100 mm	90 – 160 mm

Komfortní vláknový čelní reflektor s plynule nastavitelným průměrem světelného toku.

Světlovodný kabel o průměru 3.5 mm navádí svazek světla přímo do předního reflektoru.

Reflektor vytváří, díky svému optickému systému, malý homogenní svazek světla, který je nastavitelný ve směru a velikosti. Tímto je zajištěno perfektní osvětlení.

Ergonomická čelenka s křížovitým pásem je zpevněna kůží a lze ji upravovat jednou rukou. Malé komponenty, stejně jako pevně připojený světlovodný kabel v kombinaci s ergonomickou čelenkou nabízí mimořádně pohodlné nošení.

Doporučujeme, používat tento reflektor s halogenovým zdrojem světla 150 W. Zdroje světla s vyšším příkonem energie by mohli zvýšit teplotu reflektoru.

Konec světlovodného kabelu může být osazen širokým sortimentem šroubovacích adaptérů. To umožňuje jeho připojení ke zdrojům světla všech běžných značek.



03 193-00

Technické informace:

Objednací kód: **03193-00**
Celková velikost: cca 300 g
Optický kabel délka 2.2 m, Ø 3.5 mm
Čelenka s křížovitým pruhem, vyztužená kůží, upravitelná jednou rukou
Reflektor: plynule nastavitelný a malý průměr kuželu světla, směrově nastavitelný

Tabulka nastavitelnosti průměru světelného toku v závislosti na vzdálenosti.

Pracovní vzdálenost	20 cm	30 cm	60 cm
Max. – Min. Ø kruhu světla	5 – 25 mm	10 – 45 mm	25 – 105 mm

Zdroje světla - halogen



FLQ-150

Halogenový zdroj světla 150 W

Jednoduchý zdroj světla vhodný do ambulancí



XT 170/00 Halogen 2x250W

druhá žárovka slouží jako záloha, 1 konektor - jednoduché přepnutí

Technické údaje:

Teplota barvy: přes 3500° Kelvin
Ovládání: automatické
Napětí: 230 V, 50–60 Hz
Žárovka: 250 W
Rozměry: 355 x 110 x 320 mm
Hmotnost: 8,5 kg

XT 169/00 náhradní žárovka



XT 170/00 Halogen 2x250W

druhá žárovka slouží jako záloha, 2 konektory - jednoduché přepnutí

Technické údaje:

Teplota barvy: přes 3500° Kelvin
Ovládání: automatické
Napětí: 230 V, 50–60 Hz
Žárovka: 250 W
Rozměry: 355 x 110 x 320 mm
Hmotnost: 8,5 kg

XT 169/00 náhradní žárovka

Zdroje světla - xenon



XT 200/00 xenon 100W

Technické údaje:

Teplota barvy: přes 5600° Kelvin
Napětí: 230 V, 50–60 Hz
Žárovka: 100 W
Rozměry: 355 x 110 x 320 mm
Hmotnost: 10 kg

XT 199/00 náhradní žárovka

XT 205/00 xenon 180W

Technické údaje:

Teplota barvy: přes 5600° Kelvin
Napětí: 230 V, 50–60 Hz
Žárovka: 180 W
Rozměry: 355 x 110 x 320 mm
Hmotnost: 10 kg

XT 204/00 náhradní žárovka



XT 210/00 xenon 300W

Technické údaje:

Teplota barvy: přes 5600° Kelvin
Napětí: 230 V, 50–60 Hz
Žárovka: 300 W
Rozměry: 355 x 110 x 320 mm
Hmotnost: 11,5 kg

XT 209/00 náhradní žárovka


Zdroje světla - LED



EndoLUXe

Technické údaje:

Zdroj světla - LED
 Barva světla: bílé světlo 6 500 K
 Jas: 3 600 lumens
 Výstup světla: 250 W
 Barevný index: >75
 Připojení pro světlovodný kabel: Storz Ø 4,8 mm
 Životnost: > 50 000 hodin
 Hlučnost: < 50 db
 Displej: Dotykový LCD 5"



Kabel světlovodný	průměr	délka	lepený standard pro halogen a LED objednáací číslo	lisovaný HTT pro xenon objednáací číslo
	Ø 3,5 mm	180 cm	97 035-18	97 035-18HTT
	Ø 3,5 mm	230 cm	97 035-23	97 035-23HTT
	Ø 3,5 mm	300 cm	97 035-30	97 035-30HTT
	Ø 4,8 mm	180 cm	97 045-18	97 045-18HTT
	Ø 4,8 mm	230 cm	97 045-23	97 045-23HTT
	Ø 4,8 mm	300 cm	97 045-30	97 045-30HTT

Výše uvedená objednáací čísla platí pro samotný kabel bez koncovek.
 Pro připojení ke zdroji světla a optice je nutno přiojednat příslušné adaptéry.

Adaptéry - strana projektoru



STORZ 97 100-01



WOLF/HENKE 97 100-02



ACM/HEINE 97 100-03



OLYMPUS 97 100-05

Adaptéry - strana optiky



STORZ/WINTER 97 100-11
OLYMPUS/STRYKER



WOLF/HENKE 97 100-12



ACM/HEINE 97 100-13

Nástroje pro modelaci prsu – špachtle



260-400-315

SCULPO

lopatka pro umístění implantátu
ohybná část 25 mm x 15,0 cm
celková délka 31,5 cm



260-438-315

ohybná část 33 mm x 15,0 cm



260-009-000

SCULPO


disektor, 340 mm



260-012-230

BYRD

disektor, šíře 12 mm
230 mm



260-088-370

AGRIS-DINGMAN

sada 2 ks
s měřítkem



260-001-013

SCULPO

15 mm široká ostrá pracovní část,
mírně zahnuté, izolované
pracovní délka 32,0 cm

Nástroje pro modelaci prsu – špachtle




260-737-040
REYNOLDS
disektor, 400 mm



260-140-000 320 mm
260-140-420 420 mm
REYNOLDS



260-016-410
MacCOLLUM-DINGMAN
410 mm



260-011-000 330 mm
260-011-420 420 mm
SCULPO



260-311-000 330 mm
260-311-420 420 mm
SCULPO



260-011-010 330 mm
260-011-421 420 mm
SCULPO
izolovaná



260-010-000 330 mm
260-010-420 420 mm
SCULPO



260-310-000 330 mm
260-310-420 420 mm
SCULPO
ohýbný



260-010-010 330 mm
260-010-421 420 mm
SCULPO
izolovaná

Nástroje pro plastiku prsu - značidla



FREEMAN

260-750-125 Ø 25 mm
260-750-130 Ø 30 mm
260-750-134 Ø 34 mm
260-750-136 Ø 36 mm
260-750-138 Ø 38 mm

260-750-140 Ø 40 mm
260-750-142 Ø 42 mm
260 750-145 Ø 45 mm
260-750-150 Ø 50 mm
260 750-152 Ø 52 mm



FREEMAN

03 520-34 Ø 34/36 mm
03 520-38 Ø 38/42 mm
03 520-45 Ø 45/50 mm



GROSSMAN – hliníkový materiál

03 505-00
Ø 40, 44, 48, 52 mm



FREEMAN – hliníkový materiál

03 501-34 Ø 34/36 mm
03 501-38 Ø 38/42 mm
03 501-45 Ø 45/50 mm




FREEMAN

03 530-34 Ø 34 mm
03 530-36 Ø 36 mm
03 530-38 Ø 38 mm
03 530-42 Ø 42 mm
03 530-45 Ø 45 mm
03 530-50 Ø 50 mm



03 540-32 Ø 32 mm
03 540-37 Ø 37 mm
03 540-43 Ø 43 mm


Nástroje pro plastiku prsu – značidla



03 550-14 Ø 140 mm
03 550-16 Ø 160 mm
ACKERMANN
měřidlo prsu




260-738-000 Ø 38 mm
260-742-000 Ø 42 mm
260-745-000 Ø 45 mm
MCKISSOCK
měřidlo prsu



260-755-000 Ø 38 mm
260-757-000 Ø 42 mm
HALPERN
měřidlo prsu




420-832-145
ECKHOFF - pero na popis kůže
420-832-001
ECKHOFF – náhradní hrot pera



420-832-000
kelímek na inkoust pro pero




400-832-100
popisovací pero, baleno po 10 kusech




140-267-140
MARTEL
140 mm


Kleště na FACELIFT




260-520-010 bez zámku 160 mm
260-520-016 bez zámku 260 mm
D'ASSUMPCAO




260-520-020 se zámek 160 mm
260-520-026 se zámek 260 mm
D'ASSUMPCAO



260-268-310 160 mm
260-268-410 310 mm
LOCKWOOD



260-233-145 bez zámku 145 mm
260-234-145 se zámek 145 mm
MARTEN



260-267-155 155 mm
260-267-260 260 mm
PITANGUY



400-421-000
JAMESON
0 – 80 mm



400-420-100
THORPE
0 – 80 mm



400-583-007 0 – 20 mm, 70 mm
400-583-008 0 – 40 mm, 180 mm
CASTROVIEJO



111 03 34010 10,0 cm
111 03 34020 20,0 cm
111 03 34030 30,0 cm

Kanyly liposukční



Legenda značení

Délka	průměr	obj. kód
30 cm	Ø 3 mm	40 011-30



20 cm	Ø 3 mm	40 010-30
30 cm	Ø 3 mm	40 011-30
30 cm	Ø 4 mm	40 012-40
40 cm	Ø 4 mm	40 013-40
30 cm	Ø 5 mm	40 014-50
30 cm	Ø 6 mm	40 015-60



20 cm	Ø 3 mm	40 020-30
30 cm	Ø 3 mm	40 021-30
30 cm	Ø 4 mm	40 022-40
30 cm	Ø 5 mm	40 023-50
30 cm	Ø 6 mm	40 024-60



20 cm	Ø 3 mm	40 030-30
30 cm	Ø 3 mm	40 031-30
30 cm	Ø 4 mm	40 032-40
30 cm	Ø 5 mm	40 032-50
30 cm	Ø 6 mm	40 034-60



30 cm	Ø 4 mm	40 040-40
30 cm	Ø 5 mm	40 041-50



5 cm	Ø 2 mm	40 050-20
5 cm	Ø 3 mm	40 051-30
5 cm	Ø 4 mm	40 052-40
15 cm	Ø 2 mm	40 053-20
15 cm	Ø 3 mm	40 054-30
25 cm	Ø 3 mm	40 055-30
25 cm	Ø 4 mm	40 056-40
30 cm	Ø 3 mm	40 057-30
30 cm	Ø 5 mm	40 058-50



20 cm	Ø 3 mm	40 060-30
30 cm	Ø 3 mm	40 061-30



30 cm	Ø 6 mm	40 070-60
35 cm	Ø 6 mm	40 071-60



15 cm	Ø 2 mm	40 090-20
15 cm	Ø 3 mm	40 091-30
15 cm	Ø 4 mm	40 092-40
25 cm	Ø 3 mm	40 093-30
25 cm	Ø 4 mm	40 094-40
25 cm	Ø 5 mm	40 095-50
30 cm	Ø 5 mm	40 096-50



25 cm	Ø 2 mm	40 080-20
35 cm	Ø 3 mm	40 081-20



30 cm	Ø 3 mm	40 100-30
-------	--------	-----------

Kanyly liposukční

Legenda značení

Délka	průměr kanyly	průměr díry	počet děr	obj. kód držadlo	obj. kód Luer-Lock
20 cm	Ø 2,5 mm	Ø 1,2 mm	22	40 153-25	40 163-25



5 cm	Ø 1,7 mm			40 110-17	40 120-17 LL
5 cm	Ø 2,0 mm			40 111-20	40 121-20
5 cm	Ø 3,0 mm			40 112-30	40 122-30
10 cm	Ø 2,0 mm			40 113-20	40 123-20
15 cm	Ø 1,7 mm			40 114-17	40 124-17
15 cm	Ø 2,0 mm			40 115-20	40 125-20
15 cm	Ø 3,0 mm			40 116-30	40 126-30

8 děr



10 cm	Ø 1,7 mm	Ø 0,5 mm		40 130-17	40 140-17 LL
10 cm	Ø 2,0 mm	Ø 1,0 mm		40 131-20	40 141-20
15 cm	Ø 2,0 mm	Ø 1,0 mm		40 132-30	40 142-30



15 cm	Ø 2,0 mm	Ø 1,0 mm	18	40 150-20	40 160-20 LL
15 cm	Ø 2,5 mm	Ø 1,2 mm	18	40 151-25	40 161-25
15 cm	Ø 3,0 mm	Ø 1,5 mm	18	40 152-30	40 162-30
20 cm	Ø 2,5 mm	Ø 1,2 mm	22	40 153-25	40 163-25
20 cm	Ø 3,0 mm	Ø 1,5 mm	22	40 154-30	40 164-30
20 cm	Ø 4,0 mm	Ø 2,0 mm	22	40 155-40	40 164-40
25 cm	Ø 2,5 mm	Ø 1,2 mm	26	40 156-25	40 166-25
30 cm	Ø 3,0 mm	Ø 1,5 mm	30	40 157-30	40 167-30
30 cm	Ø 4,0 mm	Ø 2,0 mm	30	40 158-40	40 168-40



LL



Připojení na držadlo



LL

Připojení Luer-Lock

Kanyly liposukční

Legenda značení

Délka	průměr kanyly	průměr díry	počet děr	obj. kód držadlo	obj. kód Luer-Lock
20 cm	Ø 2,5 mm	Ø 1,2 mm	22	40 153-25	40 163-25



Připojení na držadlo



Připojení Luer-Lock

20 cm Ø 3,0 mm Ø 1,5 mm 22 40 170-30 40 180-30 **LL**



20 cm	Ø 3,0 mm	Ø 1,5 mm	22	40 190-30	40 200-30
20 cm	Ø 4,0 mm	Ø 2,0 mm	22	40 191-40	40 201-40
30 cm	Ø 3,0 mm	Ø 1,5 mm	30	40 192-30	40 202-30
30 cm	Ø 4,0 mm	Ø 2,0 mm	30	40 193-40	40 203-40



LL

Kanyly liposukční



40 001-13
13 cm



40 002-13
13 cm



40 003-13
13 cm



40 004-13
13 cm



40 005-14
14 cm



40 006-14
14 cm



40 000-50
5 cm



Erbe
Eschmann
Ø 4 mm



Berchtold, Martin
Aesculap
Ø 4 mm



Erbe
Storz
Ø 5 mm



Valleylab, EMC
Lamidey
Ø 8 mm



3 m
5 m

95 120-00
700-280-050

700-285-030
700-285-050

700-101-030
700-101-050

700-360-031
700-360-051

Pro koncovku nástroje Ø 4 mm

Kabely bipolární



2 volné kolíky
Ø 4 mm



Erebe, Storz
Ø 12,5 mm



Berchtold
Martin
Ø 8 mm



Valleylab, ECM
Lamidey
2 x Ø 4 mm



Pro plochou koncovku nástroje

3 m
5 m

700-350-030
700-350-050

700-101-001
700-101-000

700-287-030
700-287-050

700-351-031
700-351-051



Pro plochou koncovku nástroje

3 m
5 m

700-350-130
700-350-150

700-101-130
700-101-150

700-287-130
700-287-150


700-351-131
700-351-151

Pinzety monopolární



145 mm	130-740-145	145 mm	130-753-145
200 mm	XR 880/21	200 mm	XR 881/21
250 mm	XR 880/25	250 mm	XR 881/25


Pinzety bipolární



délka

16,0 cm	114 08 89016A	114 08 89116C	114 08 89416C		
16,0 cm	114 08 89016C	114 08 89116D	114 08 89416D		
16,0 cm	114 08 89016E	114 08 89116E			
20,0 cm	114 08 89020A	114 08 89120A	114 08 89420A		
20,0 cm	114 08 89020C	114 08 89120C	114 08 89420C	114 08 89520C	114 08 89620C
20,0 cm			114 08 89420F		
20,0 cm	114 08 89020E	114 08 89120F	114 08 89420E		
22,0 cm	114 08 89022A	114 08 89122C	114 08 89422D		
22,0 cm	114 08 89022C		114 08 89422E		114 08 89622C

A – šířka 2,0 cm B – šířka 1,5 mm C – šířka 1,0 mm



D – šířka 0,5 mm E – jehla F - vroubky



délka

11,0 cm	114 08 89811D	114 08 89911D
11,0 cm	114 08 89811E	114 08 89911E

Držátka elektrod

PRO ELEKTRODY 4 MM



**ERBE
XR 800/01**



**MARTIN/BRECHTOLD
XR 800/05**



**MARTIN/BRECHTOLD
XR 801/05**

Kabely monopólní



Erbe
Eschmann
Ø 4 mm



Berchtold, Martin
Aesculap
Ø 4 mm



Erbe
Storz
Ø 5 mm



3 m
5 m


**XR 831/13
XR 831/15**

**XR 827/03
XR 827/05**


**XR 831/03
XR 831/05**

Pro samostatná držátka elektrod


PRO ELEKTRODY 4 MM




MARTIN/BRECHTOLD
XR 803/05



ERBE(U.S.)
XR 804/01



VALLEYLAB
XR 805/09



VALLEYLAB
XR 806/09

Elektrody

UNIVERZÁLNÍ



XR 841/01



XR 841/02



XR 841/03



XR 841/04



XR 841/05



XR 841/06



XR 841/07



XR 841/08



XR 841/09



XR 841/10



XR 841/11



XR 841/12

UNIVERZÁLNÍ



XR 843/01



XR 843/02



XR 843/03



XR 843/04



XR 843/05



XR 843/06



XR 843/07



XR 843/08



XR 843/09

Elektrody



700-760-002 Elektroda kulová - Ø 2 mm, délka 90 mm, kolík 2,4 mm



700-760-004 Elektroda kulová - Ø 4 mm, délka 90 mm, kolík 2,4 mm



700-760-620 Elektroda nožová – 20x2,5 mm, délka 90 mm, kolík 2,4 mm



700-760-500 Elektroda nožová – 25x3,2 mm, délka 90 mm, kolík 2,4 mm



700-760-510 Elektroda jehlová – 12x Ø 0,5 mm, délka 90 mm, kolík 2,4 mm



700-760-520 Elektroda jehlová – 12x Ø 0,7 mm, délka 90 mm, kolík 2,4 mm



700-760-900 Prodlužovací spojka 140 mm, pro elektrody s kolíkem 2,4 mm



700-760-910 Prodlužovací spojka 90 mm, pro elektrody s kolíkem 2,4 mm



700-760-012 Elektroda konizační, 12 mm, délka 150 mm, kolík 4,0 mm



700-760-019 Elektroda konizační, 19 mm, délka 150 mm, kolík 4,0 mm

Elektrody



700-750-100 Elektroda smyčka T 15 x 15 mm, délka 110 mm, kolík 2,4 mm



700-750-155 Elektroda smyčka T 20 x 15 mm, délka 110 mm, kolík 2,4 mm



700-750-215 Elektroda smyčka T 20 x 20 mm, délka 110 mm, kolík 2,4 mm



700-750-220 Elektroda smyčka T 25 x 20 mm, délka 110 mm, kolík 2,4 mm



700-760-100 Elektroda smyčka Y Ø 10 mm, délka 110 mm, kolík 2,4 mm



700-760-150 Elektroda smyčka Y Ø 15 mm, délka 110 mm, kolík 2,4 mm



700-760-200 Elektroda smyčka Y Ø 20 mm, délka 110 mm, kolík 2,4 mm



700-760-250 Elektroda smyčka Y Ø 25 mm, délka 110 mm, kolík 2,4 mm

Elektrody jednorázové

BALENO PO 5 KS



700-755-105

Elektroda smyčka Y 10 x 10 mm, délka 100 mm, kolík 2,4 mm, jednorázová



700-755-158

Elektroda smyčka Y 15 x 10 mm, délka 100 mm, kolík 2,4 mm, jednorázová



700-755-152

Elektroda smyčka Y 15 x 12 mm, délka 100 mm, kolík 2,4 mm, jednorázová



700-755-155

Elektroda smyčka Y 15 x 15 mm, délka 100 mm, kolík 2,4 mm, jednorázová



700-755-208

Elektroda smyčka Y 20 x 20 mm, délka 100 mm, kolík 2,4 mm, jednorázová



700-755-215

Elektroda smyčka Y 20 x 15 mm, délka 100 mm, kolík 2,4 mm, jednorázová



700-755-251

Elektroda smyčka Y 20 x 18 mm, délka 100 mm, kolík 2,4 mm, jednorázová

BALENO PO 5 KS

	
700-755-003	Elektroda kulová - Ø 3 mm, délka 100 mm, kolík 2,4 mm, jednorázová

	
700-755-004	Elektroda kulová - Ø 4 mm, délka 100 mm, kolík 2,4 mm, jednorázová

	
700-755-005	Elektroda kulová - Ø 5mm, délka 100 mm, kolík 2,4 mm, jednorázová

Úchopné kleště



350-158-003

pohyblivé úchopné kleště 1 x 2 zuby, Ø 3 mm, s pružinovým držadlem

Otočná hydraulická židle



CBM 5095/1

- výškově stavitelná otočná židle
- s pojezdem a brzdou
- ergonomicky tvarované sedátko



Mini kontejnerový systém

Typ a velikost kontejneru	Kontejner s děrovaným víkem	Kontejner s děrovaným víkem i dnem	Spodní díl kontejneru neděrovaný	Spodní díl kontejneru děrovaný
285 x 280 x 55 mm 	R 310.05 R 320.05 R 330.05 R 340.05 R 350.05 R 360.05		R 305.05 	
285 x 280 x 85 mm 	R 310.08 R 320.08 R 330.08 R 340.08 R 350.08 R 360.08	R 311.08 R 321.08 R 331.08 R 341.08 R 351.08 R 361.08	R 305.08 	R 306.08 

Víko kontejneru – 285 x 280 mm



R 304.01
R 304.02
R 304.03
R 304.04
R 304.05
R 304.06

Nerezové síto



255 x 245 x 30 mm **R 390.03**
255 x 245 x 50 mm **R 390.05**

Nerezová podložka




258 x 258 x 30 mm **R 393.00**

Silikonová podložka



250 x 245 mm **R 851.00**

Napínací rám



255 x 255 mm **R 395.00**

Mini kontejnerový systém

Kontejnery s děrovaným víkem

300 x 140 x 40 mm



R 410.04
R 420.04
R 430.04
R 440.04
R 450.04
R 460.04

300 x 140 x 70 mm



R 410.07
R 420.07
R 430.07
R 440.07
R 450.07
R 460.07

300 x 140 x 100 mm



R 410.10
R 420.10
R 430.10
R 440.10
R 450.10
R 460.10

Kontejnery s děrovaným víkem i dnem

300 x 140 x 40 mm



R 411.04
R 421.04
R 431.04
R 441.04
R 451.04
R 461.04

300 x 140 x 70 mm



R 411.07
R 421.07
R 431.07
R 441.07
R 451.07
R 461.07

300 x 140 x 100 mm



R 411.10
R 421.10
R 431.10
R 441.10
R 451.10
R 461.10

Děrované víko

300 x 140 mm



R 400.01
R 400.02
R 400.03
R 400.04
R 400.05
R 400.06

Neděrované dno



300 x 140 x 40 mm R 405.04
300 x 140 x 70 mm R 405.07
300 x 140 x 100 mm R 405.10

Děrované dno



300 x 140 x 40 mm R 406.04
300 x 140 x 70 mm R 406.07
300 x 140 x 100 mm R 406.10

Silikonová podložka

275 x 125 mm R 850.00



Napínací rám

270 x 125 mm R 495.00



Mini kontejnerový systém

Kontejner s děrovaným víkem



310 x 190 x 40 mm **R 510.04**



310 x 190 x 65 mm **R 510.06**



310 x 190 x 130 mm **R 510.13**

Děrované víko kontejneru 310 x 190 mm **R 500.01**



Neděrované dno kontejneru



310 x 190 x 40 mm **R 506.04**
310 x 190 x 65 mm **R 506.06**
310 x 190 x 130 mm **R 506.13**

Silikonová podložka



260 x 180 mm **R 850.10**

Napínací rám



277 x 175 mm **R 595.00**

Plastová plomba



R 819.00 baleno po 100 ks

Kontejnery s děrovaným víkem i dnem (bez filtru)



300 x 138 x 65 mm



500 x 155 x 75 mm



Barevné štítky na označení kontejneru – bez popisu



Papírové indikační štítky



R 810.00
balení po 100 ks
pro kontejner
285 x 280 mm



R 812.00
balení po 100 ks
pro kontejner
310 x 190 mm
300 x 140 mm

Mini kontejnerový systém

Filtr papírový jednorázový



R 802.00

235 x 170 mm
balení po 100 ks
pro kontejner 310 x 190 mm

Textilní filtr



R 802.01

235 x 170 mm
balení po 1 ks
pro kontejner 310 x 190 mm

PTFE filtr



R 800.10

235 x 170 mm
balení po 1 ks
pro kontejner 310 x 190 mm

Filtr papírový jednorázový



R 804.00

235 x 118 mm
balení po 100 ks
pro kontejner 300 x 140 mm

Textilní filtr



R 804.01

235 x 118 mm
balení po 1 ks
pro kontejner 300 x 140 mm


PTFE filtr



R 800.20

205 x 95 mm
balení po 1 ks
pro kontejner 300 x 140 mm

Filtr papírový jednorázový



R 800.00

ø 190 mm
balení po 100 ks
pro kontejner s kruhovým filtrem


Textilní filtr



R 800.01

ø 190 mm
balení po 1 ks
pro kontejner s kruhovým filtrem

PTFE filtr



FPTFE190

ø 190 mm
balení po 1 ks
pro kontejner s kruhovým filtrem

UPOZORNĚNÍ

Tyto kontejnery jsou určeny pro parní sterilizaci a nejsou vhodné pro sterilizaci horkým vzduchem.

Nebalte kontejnery při sterilizaci do dalších obalů.

V důsledku změn tlaků uvnitř a vně kontejneru by došlo k jeho nevratné deformaci.

OBSAH

Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.
03 192-00	115D	113 09 34108	10	120-065-180	4	120-591-140	9
03 193-00	115D	113 09 34111	10	120-065-200	4	120-593-115	1
03 194-00	115C	113 09 37111B	18	120-073-080	10	120-595-115	14
03 194-01	115C	113 09 61218	3	120-078-100	10	120-595-180	9
03 196-00	115C	113 09 96214	17	120-078-105	10	121-011-125	24
03 501-34	122	113 09 96314	17	120-079-105	3	121-012-125	11
03 501-38	122	113 09 96711	2	120-080-090	10	121-012-125	24
03 501-45	122	113 09 97114	2	120-080-115	10	121-065-130	4
03 505-00	122	113 09 97118	2	120-081-090	10	121-089-130	24
03 520-34	122	113 09 97120	2	120-081-115	10	121-091-095	12
03 520-38	122	113 09 97123	2	120-083-105	10	121-092-115	11
03 520-45	122	113 09 98011	10	120-091-095	12	121-093-105	12
03 530-34	122	113 09 98111	10	120-091-182	9	121-093-115	11
03 530-36	122	114 08 88214	28	120-092-115	11	121-094-115	14
03 530-38	122	114 08 88216	28	120-092-125	11	121-095-115	14
03 530-42	122	114 08 88218	28	120-092-182	9	121-099-100	12
03 530-45	122	114 08 89015	28	120-093-105	12	121-131-110	15
03 530-50	122	114 08 89016A	137	120-093-115	11	121-132-200	13
03 540-32	122	114 08 89016C	137	120-093-125	11	121-133-200	13
03 540-37	122	114 08 89016E	137	120-095-115	14	121-134-120	13
03 540-43	122	114 08 89020A	137	120-099-100	12	121-137-145	7
03 550-14	123	114 08 89020C	137	120-121-150	3	121-139-135	7
03 550-16	123	114 08 89022A	137	120-131-110	15	121-182-115	25
110-090-000	84	114 08 89022C	137	120-132-200	13	121-183-115	25
110-090-001	84	114 08 89116C	137	120-133-200	13	121-184-115	25
110-090-100	84	114 08 89116D	137	120-134-100	13	121-185-115	25
110-090-150	84	114 08 89116E	137	120-134-120	13	121-186-115	25
110-096-019	84	114 08 89120A	137	120-135-115	17	121-187-115	25
110-096-119	84	114 08 89120C	137	120-141-120	1	121-188-145	25
110-097-305	84	114 08 89122C	137	120-173-180	7	121-189-145	25
110-098-305	84	114 08 89416C	137	120-209-180	7	121-190-140	25
110-098-399	84	114 08 89416D	137	120-281-110	16	121-191-140	25
110-140-000	82	114 08 89420A	137	120-281-130	16	121-196-110	13
110-148-000	82	114 08 89420C	137	120-283-130	1	121-196-120	11
111 03 34010	125	114 08 89420F	137	120-283-140	1	121-197-110	13
111 03 34020	125	114 08 89422D	137	120-310-180	5	121-197-120	11
111 03 34030	125	114 08 89422E	137	120-311-180	5	121-280-145	16
111 08 15055	115A	114 08 89520C	137	120-315-150	14	121-290-165	16
111 08 16000	115A	114 08 89620C	137	120-315-180	14	121-310-150	6
112 07 10300	82	114 08 89622C	137	120-323-110	1	121-310-190	6
112 07 10400	82	114 08 89811D	137	120-411-090	15	121-310-230	6
112 30 0100	82	114 08 89811E	137	120-511-190	6	121-311-150	6
113 08 98113	3	114 08 89911D	137	120-514-145	2	121-311-180	6
113 09 16414	17	114 08 89911E	137	120-527-145	2	121-311-190	6
113 09 16514	17	114 08 90015	27	120-535-135	17	121-311-230	6
113 09 28115B	18	114 08 94318	29	120-538-160	8	121-312-160	8
113 09 28118B	18	114 11 22417	28	120-571-115	17	121-313-170	6
113 09 28120B	18	114 11 31118	29	120-572-190	5	121-315-150	14
113 09 28315B	18	114 12 30816	27	120-572-230	5	121-315-180	14
113 09 28318B	18	114 29 0030	29	120-573-190	5	121-318-125	13
113 09 28320B	18	114 91 14616	29	120-573-230	5	121-319-170	3
113 09 28515	2	116 33 21923	77	120-574-170	9	121-320-180	3
113 09 28518	2	116 33 28219	79	120-575-145	7	121-330-110	1
113 09 28520	2	117 33 36221	80	120-584-190	5	121-331-110	1
113 09 28523	2	117 33 40719	80	120-584-230	5	121-332-150	4
113 09 28615	2	120-046-160	15	120-585-180	16	121-332-180	4
113 09 28715	2	120-047-160	15	120-585-190	5	121-332-200	4
113 09 34009	10	120-065-130	4	120-585-195	5	121-336-185	5
113 09 34011	10	120-065-150	4	120-585-230	5	121-337-185	5

OBSAH

Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.
121-339-127	15	130-561-125	32	132 25 32418	45	170-051-175	51
121-339-230	8	130-570-160	27	132 25 32426	45	170-079-002	49
121-575-145	7	130-720-150	33	132 25 41414	44	170-079-003	49
122-411-135	15	130-736-175	33	132 25 41417	44	170-079-175	51
122-561-140	4	130-736-200	33	132 25 41418	44	170-080-001	49
123-031-170	22	130-738-180	33	132 25 43813	41	170-080-002	49
123-037-170	22	130-738-210	33	132 25 67614	47	170-081-135	49
123-070-115	19	130-738-250	33	132 25 67714	47	170-085-130	49
123-071-115	19	130-738-300	33	140-050-038	36	170-086-130	49
123-089-150	20	130-739-210	33	140-051-038	36	170-122-175	49
123-111-145	21	130-740-120	33	140-160-100	37	170-123-175	49
123-111-180	21	130-740-145	136	140-160-130	37	170-130-165	52
123-111-200	21	130-740-180	34	140-160-190	38	170-136-175	51
123-152-145	20	130-740-210	34	140-160-230	38	170-213-160	50
123-153-145	20	130-740-250	34	140-161-100	37	170-214-160	50
123-196-110	19	130-741-180	34	140-161-130	37	170-237-175	51
123-197-110	19	130-741-210	34	140-161-190	38	170-275-175	51
123-197-120	19	130-741-250	34	140-162-190	38	170-285-165	111
123-197-150	21	130-743-250	34	140-221-425	36	170-296-175	51
123-305-170	23	130-750-150	33	140-221-426	36	170-457-102	110
123-311-180	22	130-750-180	34	140-258-090	36	170-459-001	112
123-311-190	23	130-750-210	35	140-258-125	36	170-459-002	112
123-317-145	20	130-750-230	34	140-259-090	36	170-459-003	112
123-507-230	23	130-753-145	136	140-259-125	36	170-483-025	111
123-583-190	23	130-760-150	35	140-262-125	36	170-483-038	111
123-584-190	22	132 08 44815	43	140-263-125	36	170-510-130	52
130-239-150	27	132 08 46815	44	140-270-120	38	170-512-160	52
130-242-120	26	132 08 47018	45	140-271-120	38	170-513-145	52
130-242-150	26	132 08 47020	45	165-064-160	87	170-513-160	52
130-243-120	26	132 08 47023	45	165-521-004	88	170-581-230	110
130-243-150	26	132 08 55218	46	165-521-200	88	170-581-300	110
130-490-100	30	132 25 11412	39	165-522-200	88	170-591-300	110
130-491-100	30	132 25 12913	39	165-523-110	87	170-653-000	112
130-492-100	30	132 25 13413	39	165-523-112	87	170-654-007	113
130-500-100	30	132 25 14813	41	165-525-006	87	170-654-030	112
130-501-100	30	132 25 15414	40	165-525-007	87	170-687-211	113
130-503-100	30	132 25 16415	45	165-525-008	87	170-711-140	55
130-511-110	30	132 25 18412	45	165-525-010	87	170-714-100	56
130-513-110	30	132 25 18414	45	165-525-012	87	170-715-100	56
130-516-170	29	132 25 18416	45	165-743-270	87	170-720-100	56
130-518-145	28	132 25 18418	45	170-010-160	48	170-723-100	56
130-518-160	28	132 25 18420	45	170-011-160	48	170-749-105	56
130-518-170	29	132 25 18424	45	170-014-165	48	170-750-105	56
130-518-180	28	132 25 18426	45	170-015-140	48	170-879-175	51
130-522-150	28	132 25 18430	45	170-019-000	48	171-130-165	52
130-524-180	28	132 25 21418	41	170-020-001	48	171-593-300	111
130-527-120	27	132 25 21423	41	170-020-002	48	171-891-215	111
130-529-120	26	132 25 22413	40	170-020-003	48	171-891-300	111
130-529-150	26	132 25 22415	40	170-021-115	48	180-335-170	43
130-532-120	26	132 25 22418	40	170-033-120	48	180-512-145	47
130-532-150	26	132 25 22420	40	170-034-120	48	180-513-145	47
130-534-120	26	132 25 22423	40	170-036-180	51	180-531-170	43
130-534-150	26	132 25 22426	40	170-040-160	49	180-540-260	45
130-536-150	28	132 25 22513	41	170-041-001	49	180-544-120	41
130-537-120	26	132 25 22515	41	170-041-002	49	180-549-180	41
130-538-120	26	132 25 22518	41	170-041-003	49	180-549-230	41
130-550-150	27	132 25 22520	41	170-041-004	49	180-550-400	45
130-554-160	27	132 25 22523	41	170-042-160	49	180-567-190	45
130-554-200	27	132 25 22526	41	170-044-160	49	180-568-120	46

OBSAH

Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.
180-569-130	46	260-001-201	90	260-020-100	91	260-135-000	101
180-570-120	44	260-001-202	90	260-020-101	91	260-135-004	101
180-570-160	44	260-001-250	114	260-020-200	91	260-135-005	101
180-571-150	46	260-002-001	90	260-020-201	91	260-135-008	105
180-588-150	44	260-002-002	93	260-021-000	92	260-135-016	105
180-590-140	40	260-002-003	91	260-021-100	92	260-135-100	105
180-590-180	40	260-002-005	94	260-021-200	92	260-135-150	105
180-648-180	45	260-002-015	94	260-022-000	92	260-135-180	105
180-660-180	39	260-002-101	90	260-022-100	92	260-135-300	107
180-661-150	39	260-002-103	91	260-022-200	92	260-136-019	104
180-661-180	39	260-002-201	90	260-023-000	91	260-136-150	105
180-661-190	39	260-002-203	91	260-023-100	91	260-136-190	105
180-670-125	42	260-002-300	114	260-023-200	91	260-137-000	101
180-671-115	42	260-003-001	92	260-024-000	91	260-137-005	103
180-674-160	42	260-003-002	94	260-024-100	91	260-137-010	102
180-675-160	42	260-003-003	94	260-024-200	91	260-139-000	101
19 970-01	120	260-003-101	92	260-025-000	92	260-140-000	121
210-019-170	69	260-003-201	92	260-025-100	92	260-140-150	107
210-240-180	69	260-004-001	92	260-025-200	92	260-140-420	121
210-244-220	69	260-004-201	92	260-025-205	114	260-141-000	101
210-262-170	69	260-006-001	94	260-026-100	93	260-145-000	101
210-263-000	69	260-007-001	90	260-030-110	109	260-145-050	103
210-264-140	69	260-007-101	90	260-037-000	101	260-145-250	102
210-265-100	69	260-007-201	90	260-039-000	101	260-150-016	104
210-438-010	75	260-008-002	94	260-039-130	102	260-150-250	106
210-790-180	77	260-008-003	94	260-088-370	120	260-160-090	104
210-791-180	77	260-008-005	93	260-104-030	100	260-180-016	105
210-844-170	79	260-009-000	120	260-105-030	89	260-200-110	54
230-140-175	52	260-010-000	121	260-105-030	100	260-202-101	93
230-151-140	83	260-010-010	121	260-107-150	104	260-202-103	93
230-152-140	83	260-010-420	121	260-109-240	105	260-202-105	93
230-153-140	83	260-010-421	121	260-109-300	105	260-203-600	95
230-160-175	52	260-011-000	121	260-110-000	100	260-203-700	95
230-190-175	52	260-011-010	121	260-110-030	100	260-203-800	95
230-195-175	51	260-011-420	121	260-115-180	107	260-204-100	95
230-202-000	80	260-011-421	121	260-116-150	107	260-204-200	95
230-202-001	80	260-012-191	53	260-116-220	107	260-204-300	95
230-202-002	80	260-012-192	53	260-118-150	52	260-204-327	95
230-203-002	48	260-012-193	53	260-118-151	52	260-204-400	95
230-203-150	48	260-012-194	53	260-123-100	104	260-204-427	95
230-205-180	48	260-012-195	53	260-125-110	104	260-204-500	95
230-207-180	48	260-012-198	54	260-125-120	104	260-204-600	95
230-209-180	48	260-012-199	115	260-125-150	105	260-210-130	50
230-260-200	50	260-012-201	115	260-125-180	107	260-216-082	105
230-281-140	50	260-012-202	115	260-126-150	107	260-216-132	105
230-282-140	50	260-012-205	114	260-129-270	106	260-216-182	104
230-780-160	50	260-012-210	55	260-130-000	106	260-230-010	104
250-264-246	47	260-012-212	55	260-130-014	106	260-230-012	104
250-264-247	47	260-012-230	120	260-130-015	106	260-230-013	104
251-140-175	89	260-012-398	54	260-130-016	106	260-230-014	104
251-150-175	89	260-013-191	53	260-130-110	109	260-230-015	104
251-340-175	89	260-013-192	53	260-130-160	106	260-230-016	104
251-345-175	89	260-013-201	115	260-130-200	106	260-230-017	104
251-660-150	47	260-014-230	94	260-130-216	106	260-230-019	104
260-001-001	90	260-015-198	54	260-130-225	106	260-230-110	109
260-001-002	90	260-016-410	121	260-131-000	101	260-230-116	104
260-001-013	120	260-020-000	91	260-133-070	106	260-230-150	104
260-001-101	90	260-020-001	91	260-134-095	105	260-233-145	124
260-001-102	90	260-020-038	53	260-134-130	105	260-233-150	104

OBSAH

Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.
260-234-145	124	260-712-000	97	40 053-20	131A	40 180-30	131C
260-234-150	107	260-737-040	121	40 054-30	131A	40 190-30	131C
260-235-180	107	260-738-000	123	40 055-30	131A	40 191-40	131C
260-236-220	107	260-742-000	123	40 056-40	131A	40 192-30	131C
260-243-070	104	260-745-000	123	40 057-30	131A	40 193-40	131C
260-243-150	104	260-750-125	122	40 058-50	131A	40 200-30	131C
260-244-150	104	260-750-130	122	40 060-30	131A	40 201-40	131C
260-245-180	104	260-750-134	122	40 061-30	131A	40 202-30	131C
260-246-220	104	260-750-136	122	40 070-60	131A	40 203-40	131C
260-247-150	107	260-750-138	122	40 071-60	131A	400-018-005	30
260-247-180	107	260-750-140	122	40 080-20	131A	400-022-090	31
260-248-150	107	260-750-142	122	40 081-20	131A	400-025-110	32
260-267-155	124	260-750-145	122	40 090-20	131A	400-029-012	32
260-267-260	124	260-750-150	122	40 091-30	131A	400-082-100	31
260-268-310	124	260-750-152	122	40 092-40	131A	400-083-100	31
260-268-410	124	260-755-000	123	40 093-30	131A	400-084-100	32
260-293-300	107	260-757-000	123	40 094-40	131A	400-118-005	30
260-310-000	121	290-551-201	35	40 095-50	131A	400-137-003	31
260-310-270	83	290-750-200	35	40 096-50	131A	400-137-012	31
260-310-420	121	290-848-300	35	40 100-30	131A	400-137-030	31
260-311-000	121	290-850-160	35	40 110-17	131B	400-137-050	31
260-311-420	121	290-850-200	35	40 111-20	131B	400-137-150	30
260-325-150	105	290-850-300	35	40 112-30	131B	400-139-050	31
260-400-315	120	300-750-001	96	40 113-20	131B	400-348-135	47
260-411-150	32	300-750-003	96	40 114-17	131B	400-350-135	47
260-412-150	32	300-750-015	96	40 115-20	131B	400-420-100	125
260-418-100	54	300-750-215	96	40 116-30	131B	400-421-000	125
260-418-120	54	310-014-150	37	40 120-17	131B	400-583-007	125
260-438-315	120	310-014-190	37	40 121-20	131B	400-583-008	125
260-459-001	112	310-022-140	36	40 122-30	131B	400-832-100	123
260-459-002	112	350-158-003	147	40 123-20	131B	400-850-240	56
260-459-003	112	40 000-50	131D	40 124-17	131B	400-850-255	56
260-500-001	60	40 001-13	131D	40 125-20	131B	400-850-265	56
260-501-120	55	40 002-13	131D	40 126-30	131B	410-033-100	83
260-501-180	89	40 003-13	131D	40 130-17	131B	410-033-130	83
260-501-185	89	40 004-13	131D	40 131-20	131B	410-395-190	29
260-502-120	55	40 005-14	131D	40 132-30	131B	410-396-190	29
260-502-180	89	40 006-14	131D	40 140-17	131B	410-404-030	87
260-502-185	89	40 010-30	131A	40 141-20	131B	410-404-035	87
260-512-205	114	40 011-30	131A	40 142-30	131B	410-404-040	87
260-520-010	124	40 012-40	131A	40 150-20	131B	420-050-001	73
260-520-016	124	40 013-40	131A	40 151-25	131B	420-050-002	73
260-520-020	124	40 014-50	131A	40 152-30	131B	420-050-003	73
260-520-026	124	40 015-60	131A	40 153-25	131B	420-050-004	73
260-600-100	96	40 020-30	131A	40 154-30	131B	420-050-005	73
260-604-100	96	40 021-30	131A	40 155-40	131B	420-050-006	73
260-608-100	96	40 022-40	131A	40 156-25	131B	420-050-007	73
260-610-100	96	40 023-50	131A	40 157-30	131B	420-050-101	73
260-614-100	96	40 024-60	131A	40 158-40	131B	420-050-102	73
260-615-100	96	40 030-30	131A	40 160-20	131B	420-050-103	73
260-700-000	97	40 031-30	131A	40 161-25	131B	420-050-104	73
260-700-100	98	40 032-40	131A	40 162-30	131B	420-050-105	73
260-700-102	98	40 032-50	131A	40 163-25	131B	420-050-106	73
260-700-103	98	40 034-60	131A	40 164-30	131B	420-050-107	73
260-700-105	98	40 040-40	131A	40 164-40	131B	420-057-160	81
260-700-112	98	40 041-50	131A	40 166-25	131B	420-184-100	55
260-702-000	97	40 050-20	131A	40 167-30	131B	420-185-100	55
260-710-000	97	40 051-30	131A	40 168-40	131B	420-189-210	75
260-711-110	55	40 052-40	131A	40 170-30	131C	420-220-212	77

OBSAH

Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.
420-220-220	77	420-494-008	65	420-580-009	61	420-700-140	67
420-235-110	81	420-494-010	65	420-580-012	61	420-700-200	68
420-236-110	81	420-494-012	65	420-580-145	85	420-700-210	67
420-252-185	88	420-494-014	65	420-581-145	85	420-700-330	68
420-253-185	88	420-494-165	57	420-582-003	61	420-700-340	68
420-255-160	81	420-494-230	58	420-582-045	61	420-700-400	67
420-257-160	81	420-495-003	63	420-582-145	85	420-700-430	67
420-310-190	87	420-495-004	63	420-583-145	85	420-700-501	67
420-364-000	78	420-495-005	63	420-585-160	74	420-700-502	67
420-366-000	78	420-495-165	57	420-587-010	63	420-700-610	68
420-367-000	78	420-495-230	58	420-587-012	63	420-700-611	68
420-395-205	88	420-496-165	57	420-587-014	63	420-700-620	68
420-450-230	76	420-496-230	58	420-587-016	63	420-700-630	68
420-459-001	64	420-497-210	57	420-589-010	63	420-700-640	68
420-459-002	64	420-497-230	58	420-589-012	63	420-700-650	68
420-459-003	64	420-498-210	57	420-589-014	63	420-700-700	68
420-459-101	64	420-498-230	58	420-589-016	63	420-743-040	73
420-459-102	64	420-500-200	62	420-594-002	62	420-743-055	73
420-459-103	64	420-501-002	62	420-594-003	62	420-743-090	73
420-460-004	63	420-501-004	62	420-594-004	62	420-744-075	73
420-460-005	63	420-501-006	62	420-594-005	62	420-752-100	81
420-480-200	58	420-501-008	62	420-594-006	62	420-756-180	59
420-481-215	74	420-501-010	62	420-594-008	62	420-832-000	123
420-485-005	64	420-501-012	62	420-594-009	62	420-832-001	123
420-486-005	64	420-501-015	62	420-594-010	62	420-832-145	123
420-487-005	64	420-503-011	62	420-594-011	62	420-832-145	83
420-487-009	65	420-505-005	65	420-594-012	62	420-985-013	86
420-487-011	65	420-505-007	65	420-594-015	62	420-985-014	86
420-487-013	65	420-505-009	65	420-639-001	64	420-985-015	86
420-487-015	65	420-505-011	65	420-639-002	64	430-100-600	85
420-488-009	65	420-505-016	65	420-639-003	64	430-100-601	85
420-488-011	65	420-507-010	63	420-640-001	64	430-100-602	85
420-488-013	65	420-520-140	52	420-640-002	64	430-100-603	85
420-488-015	65	420-520-141	52	420-640-003	64	430-105-001	85
420-488-200	58	420-520-170	60	420-650-001	59	430-105-002	85
420-489-003	65	420-521-170	60	420-650-002	59	430-105-003	85
420-489-005	65	420-523-140	52	420-650-100	58	430-297-140	108
420-489-006	65	420-523-141	52	420-650-101	58	430-297-141	108
420-490-005	63	420-530-165	74	420-652-100	81	430-297-150	108
420-490-007	63	420-531-165	74	420-654-180	59	430-297-151	108
420-490-009	63	420-532-165	74	420-655-180	59	430-497-141	108
420-490-011	63	420-532-200	75	420-656-180	59	430-497-151	108
420-490-013	63	420-550-230	74	420-657-180	59	430-531-170	75
420-491-000	65	420-551-170	66	420-669-210	58	430-532-170	75
420-491-001	65	420-551-200	74	420-670-210	59	430-797-140	108
420-491-002	65	420-551-210	75	420-672-000	57	430-797-141	108
420-491-230	58	420-552-170	66	420-672-004	57	430-797-150	108
420-492-003	66	420-553-170	74	420-678-190	60	430-797-151	108
420-492-004	66	420-555-195	75	420-690-200	60	430-797-155	109
420-492-005	66	420-557-170	75	420-691-200	60	431-200-001	86
420-492-006	66	420-568-002	62	420-692-200	60	431-200-003	86
420-492-165	57	420-568-004	62	420-700-001	67	431-200-011	86
420-492-230	58	420-568-006	62	420-700-002	67	431-200-013	86
420-493-003	65	420-568-008	62	420-700-020	67	431-200-021	86
420-493-165	57	420-568-010	62	420-700-022	67	431-200-023	86
420-493-230	58	420-580-002	61	420-700-025	67	431-200-027	86
420-494-002	65	420-580-003	61	420-700-030	67	431-200-100	86
420-494-004	65	420-580-004	61	420-700-100	67	431-662-190	63
420-494-006	65	420-580-007	61	420-700-120	67	47 102-01	72

OBSAH

Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.
47 102-02	72	700-287-050	135	97 100-12	119	R 421.07	150
47 102-03	72	700-287-130	135	97 100-13	119	R 421.10	150
47 112-01	72	700-287-150	135	CBM 5095/1	148	R 430.04	150
47 112-02	72	700-350-030	135	CBM FPTFE190	152	R 430.07	150
47 112-03	72	700-350-050	135	EndoLUXe	119	R 430.10	150
47 116-12A	72	700-350-130	135	FLQ-150	116	R 431.04	150
47 116-13	72	700-350-150	135	KO 052/01	72	R 431.07	150
47 120-35	70	700-351-031	135	KO 052/02	72	R 431.10	150
47 120-35S	70	700-351-051	135	KO 052/03	72	R 440.04	150
47 120-50	70	700-351-131	135	R 304.01	149	R 440.07	150
47 120-50S	70	700-351-151	135	R 304.02	149	R 440.10	150
47 120-75	70	700-360-031	134	R 304.03	149	R 441.04	150
47 120-75S	70	700-360-051	134	R 304.04	149	R 441.07	150
47 120-90	70	700-750-100	144	R 304.05	149	R 441.10	150
47 120-90S	70	700-750-155	144	R 304.06	149	R 450.04	150
47 124-35	71	700-750-215	144	R 305.05	149	R 450.07	150
47 124-35S	71	700-750-220	144	R 305.08	149	R 450.10	150
47 124-50	71	700-755-003	147	R 306.08	149	R 451.04	150
47 124-50S	71	700-755-004	147	R 310.05	149	R 451.07	150
47 124-75	71	700-755-005	147	R 310.08	149	R 451.10	150
47 124-75S	71	700-755-105	146	R 311.08	149	R 460.04	150
47 124-90	71	700-755-152	146	R 320.05	149	R 460.07	150
47 124-90S	71	700-755-155	146	R 320.08	149	R 460.10	150
47 323-19	79	700-755-158	146	R 321.08	149	R 461.04	150
47 325-19	79	700-755-208	146	R 330.05	149	R 461.07	150
47 370-16	82	700-755-215	146	R 330.08	149	R 461.10	150
47 371-16	82	700-755-251	146	R 331.08	149	R 495.00	150
47 374-19	82	700-760-002	142	R 340.05	149	R 500.01	151
47 390-03	82	700-760-004	142	R 340.08	149	R 506.04	151
47 390-04	82	700-760-012	143	R 341.08	149	R 506.06	151
47 390-05	82	700-760-019	143	R 350.05	149	R 506.13	151
47 392-03	82	700-760-100	145	R 350.08	149	R 510.04	151
47 392-04	82	700-760-150	145	R 351.08	149	R 510.06	151
47 392-05	82	700-760-200	145	R 390.03	149	R 510.13	151
47 461-00	78	700-760-250	145	R 390.05	149	R 610.06	151
47 535-01	80	700-760-500	142	R 393.00	149	R 612.07	151
47 535-02	80	700-760-510	142	R 395.00	149	R 620.06	151
47 551-16	81	700-760-520	142	R 400.01	150	R 622.07	151
47 556-16	50	700-760-620	142	R 400.02	150	R 630.06	151
47 571-23	76	700-760-900	143	R 400.03	150	R 632.07	151
47 572-23	76	700-760-910	143	R 400.04	150	R 640.06	151
47 573-23	76	95 120-00	134	R 400.05	150	R 642.07	151
47 575-23	76	97 035-18	119	R 400.06	150	R 650.06	151
49 650-06	74	97 035-18HTT	119	R 405.04	150	R 652.07	151
49 650-07	74	97 035-23	119	R 405.07	150	R 660.06	151
49 650-09	74	97 035-23HTT	119	R 405.10	150	R 662.07	151
49 650-11	74	97 035-30	119	R 406.04	150	R 800.00	152
6091	115B	97 035-30HTT	119	R 406.07	150	R 800.01	152
700-101-000	135	97 045-18	119	R 406.10	150	R 800.10	152
700-101-001	135	97 045-18HTT	119	R 410.04	150	R 800.20	152
700-101-030	134	97 045-23	119	R 410.07	150	R 802.00	152
700-101-050	134	97 045-23HTT	119	R 410.10	150	R 802.01	152
700-101-130	135	97 045-30	119	R 411.04	150	R 804.00	152
700-101-150	135	97 045-30HTT	119	R 411.07	150	R 804.01	152
700-221-016	142	97 100-01	119	R 411.10	150	R 810.00	151
700-280-050	134	97 100-02	119	R 420.04	150	R 812.00	151
700-285-030	134	97 100-03	119	R 420.07	150	R 819.00	151
700-285-050	134	97 100-05	119	R 420.10	150	R 820.01	151
700-287-030	135	97 100-11	119	R 421.04	150	R 820.02	151

OBSAH

Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.	Obj. číslo	str.
R 820.03	151						
R 820.04	151						
R 820.05	151						
R 820.06	151						
R 850.00	150						
R 850.10	151						
R 851.00	149						
XP 701/43	89						
XR 800/01	138						
XR 800/05	138						
XR 801/05	138						
XR 803/05	139						
XR 804/01	139						
XR 805/09	139						
XR 806/09	139						
XR 827/03	138						
XR 827/05	138						
XR 831/03	138						
XR 831/05	138						
XR 831/13	138						
XR 831/15	138						
XR 841/01	140						
XR 841/02	140						
XR 841/03	140						
XR 841/04	140						
XR 841/05	140						
XR 841/06	140						
XR 841/07	140						
XR 841/08	140						
XR 841/09	140						
XR 841/10	140						
XR 841/11	140						
XR 841/12	140						
XR 843/01	141						
XR 843/02	141						
XR 843/03	141						
XR 843/04	141						
XR 843/05	141						
XR 843/06	141						
XR 843/07	141						
XR 843/08	141						
XR 843/09	141						
XR 880/21	136						
XR 880/25	136						
XR 881/21	136						
XR 881/25	136						
XT 169/00	117						
XT 170/00	117						
XT 199/00	118						
XT 200/00	118						
XT 204/00	118						
XT 205/00	118						
XT 209/00	118						
XT 210/00	118						